


З.Р. 10604-93

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИОФИ



Иванов

1993 г.

Реографы-преобразователи
4РГ-2М и 2РГ

Внесены в Государственный
реестр средств измерения,
прошедших государственные
испытания

Регистрационный № _____

Взамен № 10604-89 _____

Выпускается по ТУ 42-2-496-86

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реографы-преобразователи 4РГ-2М (четырёхканальный) и 2РГ (двухканальный) предназначены для измерения параметров полного электрического сопротивления участков тела (органов) человека или животного для диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы исследованием (определением) характеристик кровенаполнения путем преобразования в электрический сигнал изменений полного электрического сопротивления биообъекта четырехэлектродным (тетраполярным) и двухэлектродным (биполярным) методами. Предназначены для применения в клиниках, больницах, лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия приборов основан на измерении напряжения, пропорционально полному электрическому сопротивлению участков тела (органов) между измерительными электродами, размещенными на биологическом объекте в промежутке между токовыми электродами с помощью которых производится зондирование исследуемого участка током высокой частоты постоянной амплитуды. Зондирование производится с помощью генератора с трансформаторным выходом на каждый канал. Необходимая величина выходного тока достигается с помощью источника тока. Напряжение с измерительных электродов подается на вход дифференциального усилителя канала. С выхода дифференциального усилителя сигнал подается на вход детектора. С выхода детек-

тора низкочастотное напряжение, пропорциональное изменению межэлектродного импеданса, обусловленного пульсациями объемов крови на исследуемом участке, подается на НЧ усилитель, с выхода которого через НЧ фильтр сигнал поступает на выход реограмм и дифференциатор. С выхода дифференциатора через НЧ фильтр сигнал подается на выход диффеограмм.

Реограф-преобразователь выполнен в виде настольного прибора. Несущей основной конструкции является каркас, на котором устанавливаются все функциональные блоки, разъемы, органы управления и индикации. Кожух прибора, а также задняя и передняя панели представляют собой защитно-декоративную оболочку, крепящуюся к каркасу.

В приборе 2РГ в отличие от 4РГ-2М имеется возможность плавно изменять масштаб записи на диаграммной ленте в 10 раз, а также имеется автоматический вывод записи реограмм на нулевую линию диаграммной ленты (без ручной компенсации) и отсутствуют переключатели поддиапазонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕОГРАФОВ

№№	4РГ-2М	2РГ
пп : Наименование параметра	: 4-х кан.	: 2-х кан.
I :	2	4
I. Число рабочих каналов	4	2
2. Диапазон измерений полного электрического базового сопротивления, Ом	10...500	10...500
3. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений полного электрического межэлектродного сопротивления, Ом	$\pm(0,06R + 2)$	$\pm(0,06R + 1)$
4. Коэффициент преобразования переменной составляющей полного электрического сопротивления, В/Ом	0,5	5 (при максимальном усилении)
5. Отклонение коэффициента преобразования от номинального значения при размахе переменной составляющей полного электрического сопротивления в диапазоне 0,05...1 Ом в пределах, %	± 15	± 15
6. Размах калибровочного сигнала, Ом	$0,1 \pm 0,006$	$0,1 \pm 0,006$
7. Уровень шумов, приведенных ко входу при базовом сопротивлении 200 Ом, не более	0,005	0,005
8. Неравномерность АЧХ каналов реограммы в полосе частот 0,5...20 Гц в пределах, %	± 10	± 10
9. Частота измерительного тока, кГц	100 ± 10	100 ± 10
10. Эффективное значение измерительного тока, мА	$1,0 \pm 0,3$	$1,0 \pm 0,3$
II. Коэффициент передачи дифференциатора, с	0,1	0,1

1	2	3	4
12.	Пределы измерений коэффициента передачи дифференциатора в полосе частот 1...10 Гц, %	± 10	± 10
13.	Коэффициент взаимовлияния между каналами не более, %	5	5
14.	Выходной импеданс, не более, Ом	350	350
15.	Номинальное значение коэффициента ослабления делителей (для записи сигнала на электрокардиографе)	I : 25	I : 250
16.	Отклонение коэффициента ослабления от номинального значения в пределах, %	10	10
17.	Отображение информации на 3-х разрядном индикаторе	с ручным переключением шкал	с автоматическим переключением шкал
18.	Питание от сети переменного тока частотой 50 Гц , В	220 ± 22	220 ± 22
19.	Потребляемая мощность, не более, ВА	20	15
20.	Габаритные размеры, мм	270x155x335	275x270x120
21.	Масса прибора не более, кг	8	6

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра наносится на передней панели приборов в левом верхнем углу черной типографской краской и на титульных листах эксплуатационной документации методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	: 4РГ-2М		2РГ	
	Обознач.	докум.	Кол.	: Обозн. док. Кол.
Реограф-преобразователь	ЭМ 207.00.00.43 03		I	ЭМ 207.00.00- 01 I
Кабель тетраполярный	ЭМ 207.07.00- 03		4	ЭМ 207.07.00- 03 2
Кабель выходной	ЭМ 207.12.ЛЛ- 03		4	ЭМ 207.12.00- 01 4
Электроды дисковые	ЭМ 207.210.00.00- 03		4	ЭМ 210.00.00- 03 4
Электрод циркулярный	ЭМ 208.00.00- 03		8	ЭМ 208.00.00- 03 8
Запасные части				
Вставка плавкая ВН-1-0,25А	ОЮО 480.003 ТУ		2	ОЮО 480.003 ТУ 2
Эксплуатационные документы				
Техническое описание и инструкция по эк- сплуатации	ЭМ 207.00.00 ТО		I	ЭМ 207.00.00- 01 ТО I
Формуляр	ЭМ 207.00.00 Ф0		I	ЭМ 207.00.00- 01 Ф0 I

ПОВЕРКА

Поверка прибора производится в соответствии с разделом "Методика поверки" технического описания и инструкции по эксплуатации.

При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице I.

Табл. I

Образцовые средства поверки

Образцовые средства поверки	: Обозначение по схеме измерений	: Основные нормативные технические требования к средствам поверки РГ	: Рекомендуемый тип средств поверки		
I	:	2	:	3	4
Генератор сигналов специальной формы	Г	Диапазон частот Г-100 Гц Погрешность установки частоты $\pm 2\%$ Диапазон напряжения 0,05-5 В Погрешность установки напряжения $\pm 3\%$	Г6-26		
Установка для поверки вольтметров		Диапазон напряжений 0,01-10 В Погрешность установки напряжений $\pm 1\%$	В1-4		
Осциллограф	0	Полоса пропускания 0-10 ⁶ кГц Погрешность измерения амплитуды $\pm 2\%$	С1-108		
Осциллограф	0	Полоса пропускания Погрешность измерения амплитуды $\pm 5\%$	С1-63		

Продолжение табл. I

1	:	2	:	3	:	4
Вольтметр переменного тока	В	Диапазон измерений переменного напряжения I мВ-300 В Диапазон частот 50-10 Гц Погрешность измерения $\pm 5\%$		ВЗ-33		
Частотомер		Диапазон частот 10-2.10 ⁵ Гц Погрешность измерения частоты $\pm 3\%$		ЧЗ-32		
Секундомер				СОС пр-26-2-000 "АГАТ"-4295-В		
Управляемое сопротивление	ПНС	Диапазон установки постоянной составляющей сопротивления 10-500 Ом . Погрешность установки постоянной составляющей сопротивления $\pm 1\%$ Диапазон управления сопротивлением $\pm (0,01-1,0) \text{ Ом}$ Погрешность установки переменной составляющей сопротивления $\pm 2\%$		ПНС-011		

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 42-2-496-86 " Реографы-преобразо -
ватели 4РГ-2М и 2РГ "

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реографы -преобразователи 4РГ-2М и 2РГ соответствуют
требованиям технических условий 42-2-496-86 ТУ

Изготовитель : Специализированное экспериментально- техническое
предприятие НПО "Экран" Министерства Здравоохранения
РФ , г. Москва



А.С.Хафиди