


Польша С.Р. 13377-92
фото нет

УТВЕРЖДАЮ

Зам. генерального директора
НПО "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева"

[Signature]
В. Н. Хажуев



1992 г.

Подлежит публикации
в открытой печати

Лабораторные весы
моделей WA-32 и WA-33

Внесены в Государственный
реестр средств измерений,
прошедших государственные
испытания

Регистрационный № _____
Взамен № _____

Ввоз разрешен до
" _____ " _____ 199 г

Выпускаются по технической документации опытного-производствен-
ного предприятия "Техма-Робот", Польша.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лабораторные весы моделей WA-32 и WA-33 предназначены для
точных измерений массы вещества в научных лабораториях различных
отраслей народного хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Лабораторные весы моделей WA-32 и WA-33 являются равнопле-
чими весами со встроенными гирями на полную нагрузку. Они имеют
симметричное коромысло с тремя призмами: две крайних призмы-на-
гружаемые, средняя призма - опорная.

Весы имеют две чашки, закрепленные на передней и задней подвесках. Передняя чашка предназначена для размещения на ней нагрузки, а задняя предназначена для тарирования сосудов, используемых при взвешиваниях. Весы WA-32 снабжены двумя сосудами, предназначенными для взвешивания, а также устройством для их тарирования. Масса каждого сосуда может быть уравновешена тарировочной пластиной, о чем сигнализируется индикаторной лампочкой на передней части весов.

Взвешивание на весах WA-32 и WA-33 производится путем уравновешивания нагрузки встроеными гирями. Значение измеряемой массы определяется по суммарному показанию счетчика гиревого механизма и шкалы оптического отчетного устройства.

Обозначение весов

" Весы лабораторные WA-32 "

" Весы лабораторные WA-33 "

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	WA-32	WA-33
Наибольший предел взвешивания, г	200	
Диапазон тарирования, г	20	
Поверочная цена деления, мг		I
Цена деления отчетного делительного устройства, мг	0,05	
Диапазон измерения массы по шкале, мг	0...100	
Диапазон измерения с помощью гиревого устройства, г	0,1...199,9	
Погрешность взвешивания, мг	± 0,5	
Среднее квадратическое отклонение показаний весов, мг	0,15	

Погрешность взвешивания при любых включениях встроенных гирь, мг	$\pm 0,5$
Непостоянство показаний ненагруженных весов, мг	$\pm 0,5$
Время установления показаний, с	22
Класс точности по ГОСТ 24104-88	2

ПАРАМЕТРЫ ВЕСОВ

Габаритные размеры, мм, не более	245x520x400
Масса весов, кг	13
Диаметр чашки, мм	80

Питание весов осуществляется от сети переменного тока частотой 50 гц / 60 гц / напряжением 220 в.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Весы лабораторные WA-32/или WA-33 /	1 шт
2. Инструкция по эксплуатации весов	1 шт.

ПОВЕРКА

Лабораторные весы WA-32 и WA-33 поверяют по методике, изложенной в ГОСТ 8.520-84.

При поверке применяются гири по ГОСТ 7328-82.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Нормативными документами являются:


Техническое описание завода-изготовителя. По техническим характеристикам весы соответствуют ГОСТ 24104-88 "Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Лабораторные весы WA-32 и WA-33 соответствуют требованиям технической документации завода-изготовителя и ГОСТ 24104-88.

Изготовитель: Опытно-производственное предприятие
"Техма-Робот", Польша.

Начальник лаборатории
НПО "ВНИИМ им. Д. И. Менделеева"

 В. Я. Кузьмин