


Германис

2.Р.13594-93

ЧУПО НМР

Подлежит публикации
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО
Зам.генерального директора
НПО "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"


В.С.Александров
"10" 04 1993г.

О П И С А Н И Е
ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

В Е С Ы AA 200

Внесены в Государственный реестр
средств измерений, прошедших
государственные испытания
Регистрационный №

AA 250

Выпускается по техническим требованиям фирмы-изготовителя.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Аналитические весы AA 200, AA 250 предназначены для вззвешивания
массы в лабораторных условиях.

2.

ОПИСАНИЕ.

Принцип работы электронных весов основан на компенсации силы, пропорциональной массе взвешиваемого вещества, электромагнитной силой, создаваемой системой автоматического уравновешивания.

Весы имеют цифровой дисплей, позволяющий получить информацию о массе взвешиваемого вещества в числовой и буквенной формах, индикатор процесса уравновешивания, недогрузки и перегрузки, звуковую сигнализацию о начале: процессов калибровки, выбора диапазона измерения, автоматической компенсации массы тары.

Калибровка весов может быть проведена с помощью встроенной или внешней образцовой меры массы. Предусмотрена возможность внесения поправок по внешней образцовой мере.

Весы имеют выход на принтер.

Калибровку весов целесообразно проводить при:

- вводе весов в эксплуатацию,
- периодически один раз в неделю,
- при перемещении весов,
- при колебаниях температуры эксплуатации весов.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

| Наименование характеристик | АА 200 | АА 250 |
|--|-----------------|-----------|
| Наибольший предел взвешивания НПВ, г | 200 | 250 |
| Дискретность отсчета d , мг | 0,1 | 0,1 |
| Допускаемая погрешность нагруженных весов, мг | $\pm 0,3$ | $\pm 0,6$ |
| Среднеквадратичное отклонение СКО, мг | 0,1 | 0,2 |
| Независимость показаний весов от расположения груза на чашке весов, мг | $\pm 0,3$ | $\pm 0,6$ |
| Время установления показаний, с | 5 | 5 |
| Габаритные размеры, мм | 310 x 200 x 400 | |
| Масса, кг | 10 | 10 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-88 | 2 | 2 |
| Класс точности по МР МОЗМ № 76 | I | I |

3.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА.

Наносится на титульный лист технического описания на весы.

ПОВЕРКА.

Проверка весов осуществляется в соответствии с ГОСТ 8.520-84.

Средства поверки - образцовые меры массы.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.

Технические описания на весы АА 200, АА 250.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Весы АА 200, АА 250 соответствуют требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

Начальник лаборатории НПО ВНИИМ



А.П.Щелкин