

1003

**О П И С А Н И Е**  
анализатора для определения фракционного состава ДРА  
для Государственного реестра

Подлежит публикации  
в открытой печати

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИР

В. П. Иванов

1993г.

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Анализатор для определения фракционного состава ДРА<br>Фирма<br>"ВЕНКЕ"<br>(ФРГ) | Исследован в Государственный реестр средств измерений, прошедших Государственные испытания.<br>Регистрационный № 13791-94<br>Взамен № _____ |
|--|--|---|

Выпускается по техническим требованиям на  
анализатор для определения фракционного состава ДРА  
фирмы "ВЕНКЕ" (ФРГ)

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Анализатор для определения фракционного состава фирмы "ВЕНКЕ" (ФРГ), предназначен для определения фракционного состава всех видов топлив, лигроинов, уайт-спирита, керосина, газойлей и других аналогичных нефтепродуктов в соответствии с ASTM D-86-1P-123 (DIN 51751).

**ОПИСАНИЕ**

Анализатор для определения фракционного состава состоит из:

- автоматическое устройство контроля за дистилляцией с интегральной холодильной системой и полностью встроенной системой охлаждения;
- конденсатоотводчик
- колбодержатели
- дистилляционная колба 125 мл
- терморезистор
- программное обеспечение на диске 3 1/2" для управления через персональный компьютер.

Принцип работы анализатора заключается в перегонке определенного количества испытуемого нефтепродукта при условиях, предусмотренных стандартом на нефтепродукт.

Анализируемый нефтепродукт заливается в дистилляционную колбу. Объем заливаемой жидкости контролируется с помощью светового барьера уровня жидкости и детектора объема. Световой барьер управляется инфракрасным светом.

С помощью функциональных клавиш автоматического устройства контроля за дистилляцией выбирается режим анализа: начальная температура нагрева, температура охлаждающей трубы (бани), время от начала нагрева до температуры начала кипения, скорость дистилляции, начальная точка кипения, точки кипения в области измерения, конечная точка кипения.

Все параметры анализа при их установки, в процессе испытаний и обработка результатов испытаний высвечиваются на дисплее.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |  |
|---|--|
| Напряжение питания                            | 220 (230) В $\pm 10\%$   |
| Частота питания                               | 50/60 Гц   |
| Потребляемая мощность                         | 2500 Вт  |
| Измеряемый объем продукта                     | 100 мл   |
| Считываемый диапазон температур, °С           | от 0 до +350   |
| Воспроизводимость, °С                         | $\pm 2$  |
| Сходимость, °С                                | $\pm 1$  |
| Стандарты                                     | DIN 51751  |
| (заложенные в автоматическое устройство)      | IP 123<br>ASTM D 86  |
| Определение автоматически величины:           | - начальной точки кипения<br>- три точки в области измерения<br>- конечная точка кипения |
| Данные считываемые автоматическим устройством | - скорость дистилляции<br>- объем<br>- температура дистилляции                           |
| Измерение барометрического давления           | - автоматическое   |
| единица измерения                             | - мбар   |
| Подогрев приемника                            | - автоматический   |
| Определение точки высыхания                   | - автоматическое   |
| и   | - ручное   |
| Охлаждение трубы конденсатора                 | - автоматическое   |
| Габаритные размеры, мм, не более              | 1000x350x1500  |
| Масса, кг, не более                           | 250  |

### ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

Знак Государственного реестра не наносится.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки анализатора для определения фракционного состава по документации фирмы "БЕНКЕ" (ФРГ).

### ПОВЕРКА

Калибровка анализатора для определения фракционного состава фирмы "БЕНКЕ" производится в соответствии с инструкцией. Анализатор для определения фракционного состава фирмы "БЕНКЕ". Методика калибровки.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "БЕНКЕ" (ФРГ).

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Анализатор для определения фракционного состава соответствуют требованиям технической документации фирмы "БЕНКЕ" (ФРГ).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма "БЕНКЕ" (ФРГ)

Начальник отдела ВНИИР



И. А. МУСИН