

СОГЛАСОВАНО

ВНИИМ

М. Д. И. Менделеева"

В. С. Александров

03

2001 г.

<p style="text-align: center;"><b>Анализаторы рентгенофлуоресцентные Lab-X 3000/3500</b></p>	<p><b>Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>14921-01</u> Взамен № 14921-95</b></p>
--	---

Выпускается по технической документации фирмы "Oxford Instruments", Великобритания.

#### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы рентгенофлуоресцентные Lab-X 3000/3500 предназначены для измерения массовой доли серы в нефти, дизельном и реактивном топливах, керосине и мазуте. Приборы применяются в химической, нефтехимической и других отраслях промышленности.

#### ОПИСАНИЕ

Принцип действия прибора основан на энергодисперсионном методе анализа характеристического рентгеновского излучения. Возбуждение рентгеновского излучения в образце осуществляется с помощью рентгеновской трубки, излучение от которой падает на образец. В качестве детектора используются пропорциональные газовые счетчики. Для повышения чувствительности прибор может быть дополнительно укомплектован блоком продувки гелием. Анализатор выпускается в двух исполнениях: с рентгеновской трубкой на 8 кВ или 25 кВ.

Анализатор может быть укомплектован автосамплером с автоматической подачей до 12 проб.

Анализатор конструктивно выполнен в виде функционально законченного настольного прибора с возможностью подключения внешнего компьютера. Модификации Lab-X3000 и Lab-X3500 отличаются цветом и конструкцией клавиатуры.

Управление процессом измерения и обработки выходной информации осуществляется с помощью специального встроенного программного комплекса ASP3000. Программным образом осуществляется настройка прибора, построение градуировочных зависимостей на основе анализа стандартных образцов, оптимизация его параметров, управление его работой, обработка выходной информации, печать и индикация результатов анализа. Во всех частях программы, в которых требуется какой-либо ввод, в память заложено необходимое установочное значение, принимаемое программой по умолчанию и соответствующее стандартным методикам.

При разработке методик выполнения измерений, аттестованных в установленном порядке, анализатор может быть использован для определения свинца в бензине согласно требованиям Британского стандарта IP 352 "Определение общего содержания свинца в бензинах методом рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной спектроскопии", ванадия и никеля в нефти и нефтепродуктах, фосфора, серы кальция, бария и цинка в смазочных маслах.

## Основные технические характеристики

Диапазоны измерений массовой доли серы, %	0,01 - 0,1 0,1 - 5,0
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, % масс.	
- в диапазоне массовых долей от 0,01 до 0,1 %	± 0,0045
Пределы допускаемой относительной погрешности, %	
- в диапазоне массовых долей св. 0,1 до 1,0 %	± 6,0
- в диапазоне массовых долей св. 1,0 до 5,0 %	± 4,0
Напряжение питания переменного тока, В	220 (-15% ÷ 10%)
Потребляемая мощность, ВА не более	85
Габаритные размеры, мм не более	
- длина	457
- ширина	575
- высота	200
Масса, кг не более	16
Условия эксплуатации:	
- диапазон температур окружающей среды, °С	+10 ... +35
- диапазон относительной влажности, %	20 ... 80
- диапазон атмосферного давления, кПа	

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульном листе руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на корпус анализатора в виде наклейки.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки определяется заказом и отражается в спецификации. Основной комплект включает:

- анализатор;
- комплект инструментов и расходных материалов;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки анализатора.

### ПОВЕРКА

Поверка анализаторов рентгенофлуоресцентных Lab-X 3000/3500 проводится в соответствии с документом «Анализаторы рентгенофлуоресцентные Lab-X 3000/3500 фирмы "Oxford Instruments", Великобритания. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 12.01.2001 г.

Средства поверки: Государственные стандартные образцы массовой доли серы в нефти и нефтепродуктах ГСО № 6666-93...6672-93; стандартные образцы массовой доли серы в нефтепродуктах по МИ 2590-2000 "Эталонные материалы ВНИИМ", раздел 09.05.

Межповерочный интервал -1 год.

**НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

1. СанПиН № 5170-90 "Санитарные правила работы с источниками низкоэнергетического рентгеновского излучения"
2. Нормы радиационной безопасности. НРБ-99.
3. ASTM D 4294-90 "Стандартный метод определения серы в нефтепродуктах методом рентгенофлуоресцентной энергодисперсионной спектроскопии", разрешенный к применению письмом Госстандарта N 520/90 от 13.02.95 г.
4. Техническая документация фирмы-изготовителя.


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Анализаторы рентгенофлуоресцентные Lab-X 3000/3500 соответствуют и технической документации фирмы-изготовителя и требованиям ASTM D 4294-90.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Фирма "Oxford Instruments", Англия  
19/20 Nuffield Way, Abingdon, Oxon. OX14 1TX, England

Руководитель лаборатории  
ГЦИ СИ ГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"



Л.А. Конопелько

Станший научный сотрудник  
ГЦИ СИ ГУП "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"



М.А. Мешалкин

Представитель фирмы  
"Oxford Instruments", Великобритания



Д.Н. Кочеров