

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИОФИ

С. С. Иванов
..... Иванов



! ОФТАЛЬМОКОМПЕНСАТОРЫ
! ПРИЗМЕННЫЕ ОКП-20 и
! ОКП-25

! Внесены в Государственный
! реестр средств измерений
! Регистрационный № 14962-95
! № _____

Выпускаются по ТУ 9442-005-11343387-95 (ШКЛР.941223.001)

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Офтальмокомпенсаторы призмённые предназначены для определения степени косоглазия и фузионных резервов, для проведения тренировочных упражнений с целью расширения фузионных резервов и при подборе призматических средств коррекции зрения.

Офтальмокомпенсаторы призмённые применяются для работы в глазных клиниках, кабинетах охраны зрения детей, глазных кабинетах поликлиник, комиссиях профессионального отбора.

ОПИСАНИЕ

Офтальмокомпенсаторы призмённые представляют собой устройство, обеспечивающее, за счет одновременного вращения двух одинаковых призм в противоположные стороны с одинаковой скоростью, изменение призматического действия от 0 до 20 санти- радиан (срад) - ОКП-20 или от 0 до 25 срад - ОКП-25.

Призмы закреплены в зубчатые колеса и установлены в цилиндрическом корпусе, обеспечивающим установку офтальмокомпенсатора в пробную универсальную оправу. Вращение призм осуществляется от рукоятки посредством зубчатой передачи. На лицевой стороне офтальмокомпенсатора закреплена шкала ,

на вращающейся призме нанесена риска (индекс) , указывающая значение призматического действия при вращении рукоятки . Главное сечение офтальмокомпенсатора проходит по рискам шкалы , которые нанесены перпендикулярно нулевого штриху. Основания призм находятся перпендикулярно рискам . Шкала призматического действия представляет собой полукольцо, в нижней части которой по оси рукоятки нанесен штрих нуля. Влево и вправо от нулевого штриха нанесены через каждый I срад штриха до 20 (25) срад. Оцифровка через каждые 5 срад. Предельные отклонения призматического действия не более $\pm 0,3$ срад. Габаритные размеры: 38x62x13 мм. Масса - не более 40 г. Средний срок службы - не менее 8 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Место нанесение знака на эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Офтальмокомпенсатор и паспорт уложенные в полиэтиленовый пакет.

ПОВЕРКА

При выпуске, а при эксплуатации через каждые 5 лет согласно Инструкции по проверке офтальмокомпенсаторов ШКЛР.941223.001 И1.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия ТУ 9442-005-11343387-95 "Офтальмокомпенсаторы призмные".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Офтальмокомпенсаторы, как тип средства измерения медицинского назначения соответствует всем требованиям технических условий ТУ 9442-005-11343387-95.

Изготовитель:

1. Маркетинго-разработческое предприятие "Техноаргус",
Москва, 127591, Дмитровское шоссе, д.100, корп.2; тел. 481-40-33

2. Акционерное общество открытого типа "Призма", 152915
г.Рыбинск, Ярославская обл., 1-я Выборгская ул., д.50; тел.6-13-69

Директор МРП "Техноаргус"



И.Г.Пронин

