



СОГЛАСОВАНО  
Директор ГЦИ СИ «ВНИИМ  
им. Д.И. Менделеева»  
Н.И. Ханов  
« « ноября 1998 г.

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

---

Реометры  
моделей  
MCR 300, DSR 4000,  
UDS 200

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный № 18115-99

---

Выпускается по документации фирмы-изготовителя «Anton Paar GmbH»,  
Австрия.

### Назначение и область применения

Реометры моделей MCR 300, DSR 4000, UDS 200 предназначены для измерений динамической вязкости и проведения реологических исследований и применяется в химической, нефтеперерабатывающей, пищевой, фармацевтической, парфюмерной и других отраслях промышленности, а также в научных исследованиях.

### Описание

Принцип действия реометров основан на измерении момента сопротивления вращению внутреннего цилиндра (конуса, плиты) измерительного устройства исследуемым продуктом при различных скоростях вращения и расчете напряжения сдвига и динамической вязкости.

Управление процессом измерения в реометрах осуществляется от внутреннего контроллера ( модель MCR) или IBM PC-совместимого компьютера с помощью специального программного комплекса, разработанного для «Microsoft Windows» (различные версии).

Приборы могут встраиваться в автоматизированные системы управления технологическими процессами и настраиваться на различные режимы работы.

### Основные технические характеристики:

Основные технические характеристики реометров представлены в таблице 1.

Тип прибора	MCR 300	DSR 4000	UDS 200
Диапазон скорости сдвига, с <sup>-1</sup>	10 <sup>-6</sup> - 10 <sup>5</sup>	10 <sup>-6</sup> -10 <sup>5</sup>	10 <sup>-5</sup> -1000/3000
Диапазон рабочих температур, °С	-70 - + 350	-40 - +300	-180 - +600
Предел основной относительной погрешности, %	± 10 (Z1 DIN)* ± 2,0(Z3 DIN)	± 10 (Z1 DIN) ± 2,0(Z3 DIN)	± 10 (Z1 DIN) в диапазоне 1-100 мПа.с. ± 2,0 (Z1 DIN) в диапазоне 0,1-1000 Па.с
Диапазон вязкости, Па.с	0,5.10 <sup>-6</sup> - 8,5.10 <sup>5</sup>	0,5.10 <sup>-6</sup> -8,5.10 <sup>8</sup>	0,5.10 <sup>-6</sup> - 8,5.10 <sup>5</sup>
Размеры , мм	320x370x515	230x350x460	470x220x410
Вес, кг	39	25	21
Диапазон напряжения сдвига, Па	10 <sup>-3</sup> - 10 <sup>5</sup>	10 <sup>-3</sup> - 10 <sup>5</sup>	10 <sup>-3</sup> - 10 <sup>5</sup>
Диапазон измеряемого момента	0,5 – 50мН.м	2μН.м – 15мН.м	0,5μН.м – 150 мН.м

Примечание: \*- (Z 1 DIN) – обозначение типа измерительного устройства

#### Комплектность

1. Измерительный прибор;
2. Комплект измерительных пар с обозначением (Z DIN);
3. Комплект эксплуатационной документации.

#### Поверка

Поверка реометров MCR 300, DSR 4000, UDS 200 осуществляется в соответствии с МИ 2580-6-98« Методические указания. Реометры ротационные. Методы и средства поверки»

Периодичность поверки 1 раз в год.

Средства поверки:

Эталонные стандартные образцы вязкости типа ЭСО-В.

Изготовитель: ГП «ВНИИМ им.Д.И. Менделеева», АО «ЭКРОС»

Санкт-Петербург.

#### Знак утверждения типа средства измерений

Знак утверждения типа средства измерений наносится на титульный лист технического паспорта прибора или лицевую панель прибора.

Нормативные документы

Техническая документация фирмы-изготовителя.  
МИ 2580-6-98 «Методические указания. Реометры ротационные. Методы и средства поверки»  
ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические требования».  
ГОСТ 29226-91 «Вискозиметры жидкостей. Общие технические требования и методы испытаний».

**Заключение:** Приюры соответствуют нормативным документам

Изготовитель

Фирма "Anton Paar GmbH", Австрия  
Kaerntner Strasse 322, A-8054 Gras. Austria

Начальник отдела  
ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»  М.А.Гершун

Начальник лаборатории  
ГЦИ СИ «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»  Н.Г. Домостроева