



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

US.C.31.003.A № 50273

Срок действия до 25 марта 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Системы проточно-инжекционные FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "PerkinElmer Inc.", США

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № **18908-13**

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП 63.Д4-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ **1 год**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **25 марта 2013 г. № 311**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 009098

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Системы проточно-инжекционные FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400

Назначение средства измерений

Системы проточно-инжекционные FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400 (далее по тексту - системы FIMS) предназначены для измерения концентрации ртути в водных растворах.

Описание средства измерений

Принцип действия систем FIMS основан на измерении поглощения излучения с длиной волны 253,7 нм атомным паром ртути. Атомный пар образуется при восстановлении ртути атомарным водородом, образующимся при разложении боргидрида (NaBH_4) натрия в кислой среде (раствор соляной кислоты) или хлористым оловом (SnCl_2) в кислой среде (раствор соляной кислоты).

Конструктивно системы FIMS выполнены в моноблочном настольном исполнении и состоят из следующих основных систем:

- оптическая система, включающая источник излучения (ртутная лампа низкого давления), подогреваемую проточную измерительную кювету с кварцевыми окнами и фотоэлектронный детектор с максимальной чувствительностью в области 254 нм.

- проточно-инжекционная система, служащая для подачи и смешивания реагентов и пробы и включающая в себя перистальтический насос (для FIMS-400 – два насоса), краны-переключатели для ввода пробы в поток кислоты, смесительную камеру, где происходит реакция восстановления ртути и сепаратор для разделения газожидкостной смеси.

- газовая система, служащая для подачи паров ртути из смесителя через сепаратор в проточную измерительную кювету.

Системы FIMS могут быть укомплектованы автодозатором.



Рисунок 1 - Общий вид Системы проточно-инжекционные FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400



Рисунок 2 - Место нанесения маркировки и место пломбирования Систем проточно-инжекционных FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400

Программное обеспечение

Управление процессом измерения и обработки выходной информации в приборах осуществляется через персональный компьютер с помощью специального программного обеспечения AAWinLab32 версии 7.0. Программным образом осуществляется настройка прибора, построение градуировочных зависимостей на основе анализа стандартного образца, оптимизация параметров прибора, управление его работой, обработка информации, печать и сохранение результатов анализа. Во всех частях программы, в которых требуется какой-либо ввод, предусмотрено необходимое установочное значение, принимаемое программой по умолчанию и соответствующее стандартным методикам. Имеется возможность дистанционного управления и/или дистанционной диагностики через компьютерную сеть.

Программное обеспечение является защищённым, при входе в программное обеспечение необходимо ввести логин и пароль. Никакие изменения кода программы невозможны. Обновления программного обеспечения производятся производителем путём выпуска обновлений на дисках и рассылкой пользователям. Программное обеспечение соответствует ISO 9001 и содержит алгоритм расчёта аналита в образце в зависимости от показаний системы, изменить алгоритм может только производитель. Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «С» по МИ 3286-2010. Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части программного обеспечения указаны в таблице 1.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО
AAWinLab32	WinLab32	Не ниже 7.0	---	---

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики
Рабочая длина волны, нм	253,7
Диапазон измерения концентрации ртути, мкг/дм ³	от 0,05 до 20
Предел допускаемой относительной погрешности измерения концентрации ртути, %	
в диапазоне от 0,05 до 0,2 мкг/дм ³	±30
в диапазоне от 0,2 до 1,0 мкг/дм ³	±20
в диапазоне от 1,0 до 20,0 мкг/дм ³	±10
Характеристическая концентрация, мкг/дм ³	0,3
Предел обнаружения (по критерию 3σ), мкг/дм ³ , не более	0,01
Напряжение питания переменного тока, В	220 ± 22
Потребляемая мощность, В·А, не более	300
Габаритные размеры, мм, не более	415 × 255 × 410
Масса, кг, не более	4,9
Условия эксплуатации:	
Температура, °С	от 15 до 35
Относительная влажность, %	от 20 до 85

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации печатным методом и на корпус прибора методом наклеивания.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование	Количество, шт
Система проточно-инжекционная FIMS модификации FIMS-100 или FIMS-400	1
Компьютер с принтером*	1
Программное обеспечение AAWinLab 32	1
Автодозатор*	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки МП 63.Д4-12	1

* - поставляется по отдельному заказу

Поверка

осуществляется по документу: «Системы проточно-инжекционные FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400. Методика поверки МП 63.Д4-12» утвержденному 28 ноября 2012 г.

Основные средства поверки:

Государственный стандартный образец состава водных растворов ртути ГСО 7440-98.

Сведения о методиках (методах) измерений

«Системы проточно-инжекционные FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400. Руководство по эксплуатации», ч. 2 «Подготовка и выполнение анализа».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системам проточно-инжекционным FIMS модификации FIMS-100 и FIMS-400

Техническая документация фирмы «PerkinElmer Inc.», США.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, выполнение работ по оценке соответствия обязательным требованиям промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов, установленных законодательством Российской Федерации, для подтверждения соответствия.

Изготовитель

фирма “PerkinElmer Inc.”, США
940 Winter Street, Waltham, MA 02451 USA
Телефон: +1 (203) 925-4602 или (800) 762-4000
E-mail: CustomerCareUS@perkinelmer.com
www.perkinelmer.com

Заявитель

Московское Представительство АО «ШЕЛТЕК АГ»
119334 г. Москва, Ул. Косыгина, 19
Телефон: (495) 935-8888
Факс: (495) 546-8787
E-mail: info@scheltec.ru
www.scheltec.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ»), аттестат аккредитации государственного центра испытаний (испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений № 30003-08 от 30.12.2008 г.

Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, 46.
Телефон: (495) 437-56-33; факс: (495) 437-31-47
E-mail: vniofi@vniofi.ru

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«____»_____2013 г.