

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Дифрактометры рентгеновские моделей X'Pert и CubiX

Назначение средства измерений

Дифрактометры рентгеновские моделей X'Pert и CubiX предназначены для измерения интенсивности и углов дифракции рентгеновского излучения, дифрагированного на кристаллическом объекте для решения задач рентгенодифракционного и рентгеноструктурного анализа веществ и материалов.

Описание средства измерений

Принцип действия дифрактометров основан на регистрации рентгеновского излучения, дифрагированного элементами кристаллической решётки исследуемого образца.

Угловое положение линии дифракционного спектра (интерференционного максимума) подчиняется закону Вульфа-Брега и определяется с помощью гониометра.

Дифрактометры моделей X'Pert и CubiX представляют собой стационарные автоматизированные напольные лабораторные приборы, построены по оптической схеме Брэгга-Брентано и выполнены в виде приборных корпусов, в которых располагаются основные блоки: рентгеновская трубка в защитном кожухе, гониометр, детекторы (ксеноновый пропорциональный и позиционно-чувствительные X'Celerator и PIXcel), набор щелей, платформа для образцов, высоковольтный источник питания, блок управления и сбора данных, защита от рентгеновского излучения.

Регистрация дифракционной картины осуществляется при синхронном повороте блока детектирования и платформы с образцом или блока детектирования и рентгеновской трубки вокруг общей оси гониометра с требуемыми угловыми скоростями.

Для поворота блоков гониометра используют сервомоторы с цифровым приводом, а для отсчёта углов – оптические кодовые датчики. База гониометра выполнена из алюминиевого моноблока для обеспечения максимальной жёсткости.

Внешний вид дифрактометра модели X'Pert приведен на рисунке 1, модели CubiX – на рисунке 2.



Рис. 1. Внешний вид дифрактометра X'Pert



Рис.2. Внешний вид дифрактометра CubiX

Программное обеспечение

Дифрактометры оснащены автономным ПО, которое управляет работой прибора, отображает, обрабатывает и хранит полученные данные.

| Наименование программного обеспечения | Идентификационное наименование программного обеспечения | Номер версии программного обеспечения | Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма метрологически значимой части ПО) | Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|---|
| Data Collector | Data Collector.exe | 3.0с и выше | 5785b160827f831b307ce5ef339c8a89 | MD5 |

К метрологически значимой части ПО относятся управляющее ядро Data Collector.exe. Метрологически значимая часть ПО выполняет следующие функции:

- § управление прибором;
- § настройка режимов работы прибора;
- § получение дифракционных картин;
- § обработка и хранение результатов измерений
- § проведение диагностических проверок прибора и отдельных его блоков.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010.

Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании последних.

Метрологические и технические характеристики

| Наименование характеристики | модель | |
|--|--|--------------|
| | X'Pert Powder | CubiX |
| Диапазон углов установки гониометра 2θ , градус | от минус 40 до 220 | |
| Диапазон измерений углов дифракции 2θ , градус | от минус 4 до 150 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении угловых положений дифракционных максимумов, градус | $\pm 0,025$ | |
| Относительное СКО выходного сигнала (по интенсивности), %, не более: | 1,0 | |
| Максимальная угловая скорость сканирования 2θ , градус/с | 1,27 | |
| Минимальный шаг сканирования 2θ , градус | 0,0001 | |
| Диаметр гониометра, мм | 480 | |
| Максимальное напряжение рентгеновской трубки, кВ | 60 | |
| Максимальный ток рентгеновской трубки, мА | 55 | |
| Напряжение питания от сети переменного тока частотой (50 ± 1) Гц, В | 220^{+22}_{-33} | |
| Потребляемая мощность, кВ·А, не более | 12 | 6 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 1975x1130x1370 | 780x780x1530 |
| Масса, кг, не более | 1200 | 550 |
| Средний срок службы, лет | 10 | |
| Наработка на отказ, ч, не менее | 5000 | |
| Условия эксплуатации: - диапазон температуры окружающего воздуха, °С - диапазон атмосферного давления, кПа - относительная влажность при 25 °С, % | от 15 до 25 от 84 до 106 не более 80 | |

Примечание: выходной сигнал: суммарная интенсивность в максимуме отражения (113) для ГСО 9464-2009; число измерений=10, время накопления 100 с.

Знак утверждения типа

Наносится на титульный лист Руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на левую боковую панель корпуса дифрактометра в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки определяется заказом и отражается в спецификации; базовый комплект включает:

- дифрактометр;
- программное обеспечение;
- руководство по эксплуатации;
- методика поверки МП-242-1472-2012.

Поверка

осуществляется по документу «МП-242-1472-2012. Дифрактометры рентгеновские моделей X'Pert и CubiX фирмы «PANalytical B.V.», Нидерланды. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП "ВНИИМ им. Д.И.Менделеева" 15.01.2013 года.

Основные средства поверки: стандартные образцы дифракционных свойств кристаллической решётки ГСО 9464-2009 или ГСО 8631-2004.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений приведена в документе «Дифрактометры рентгеновские моделей X'Pert и CubiX фирмы «PANalytical B.V.», Нидерланды. Руководство по эксплуатации», 2012 г.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к дифрактометрам рентгеновским моделям X'Pert и CubiX

Техническая документация фирмы-изготовителя «PANalytical B.V.», Нидерланды

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

При выполнении работ по оценки соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма «PANalytical B.V.», Нидерланды.

Адрес: Lelyweg 1, 7602 EA Almelo, The Netherlands.

Тел: +31 546 534 444. Факс: +31 546 534 598.

Заявитель

ООО «Аналитические Экс-Рэй Системы», Россия,

официальный агент фирмы «PANalytical B.V.» в России

Адрес: Россия, 119 048 , Москва, ул. Усачёва, дом 35 строение 1.

Тел.: +7 495 933 52 14. Факс: +7 495 933 52 15.

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», рег.№ 30001-10.

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел.: (812) 251-76-01,

факс: (812) 713-01-14, эл.почта: info@vniim.ru.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В.Булыгин

«___»_____2013 г.

МП.