

Регистрационный № 50584-12

Лист № 1
Всего листов 8

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм

Назначение средства измерений

Весы электронные с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм предназначены для определения массы тела, а также для сбора, хранения и передачи данных, связанных с результатами проведенных взвешиваний.

Описание средства измерений

Конструктивно весы состоят из грузоприемного, грузопередающего, весоизмерительного устройства и индикатора (здесь и далее терминология и нормирование метрологических характеристик приведены в соответствии с ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания»). В зависимости от конструктивных особенностей, весы изготавливаются в двух исполнениях:

- весы с индикатором, грузопередающим и весоизмерительным устройствами, объединенными в едином корпусе (рисунок 1);
- весы с грузопередающим и весоизмерительным устройствами, объединенными в одном корпусе (весоизмерительная платформа), и отдельным индикатором. Весоизмерительная платформа содержит один весоизмерительный датчик, а индикатор может быть установлен на стойку (рисунок 2).



Рисунок 1 – Общий вид весов, выполненных в едином корпусе



Рисунок 2 – Общий вид весов с весоизмерительной платформой и индикатором

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного датчика, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в электрический сигнал, частота которого изменяется пропорционально массе груза. Электрический сигнал поступает на индикатор. Результат измерения массы отображается на цифровом дисплее. Информация о массе взвешиваемого груза может быть передана на периферийное устройство через цифровой интерфейс связи (RS-232, USB, Ethernet и т.д. – все используемые интерфейсы соответствуют требованиям п.п. 5.3.6.1 ГОСТ OIML R 76-1-2011 и не требуют дополнительной защиты).

Весы снабжены следующими устройствами:

- полуавтоматической установки на ноль;
- слежения за нулем;
- индикации отклонения от нуля;
- выборки массы тары;
- предварительного задания значения массы тары;
- показывающее с расширением.

Весы могут быть оснащены рядом сервисных функций, связанных с обработкой результатов взвешивания:

- сигнализации о перегрузке весов и диагностика сбоев, возникающих при их работе;
- сравнения массы взвешенного груза с предварительно заданным значением и выдача управляющего сигнала на внешнее устройство;
- введения гравитационной поправки;
- подсчета количества однотипных взвешиваемых предметов;
- вычисления стоимости;
- проведения математических операций с результатами взвешиваний или расчета количества взвешиваемых предметов.

Весы являются многодиапазонным и модификации весов отличаются своими метрологическими характеристиками. Весы работают в двух режимах:

- автоматического переключения диапазонов взвешивания и цены деления;
- полуавтоматического выбора диапазона взвешивания и цены деления по команде, задаваемой с клавиатуры.

Весы, выполненные в едином корпусе, выпускаются в следующих модификациях, имеющих обозначения:

- ПВМ-3/М-К-Z - весы с одним цифровым дисплеем результатов измерения массы;
- ПВМ-3/М-Т- весы с индикацией массы, цены и стоимости, светодиодным цифровым дисплеем;

где: М – максимальная нагрузка старшего диапазона измерения (принимает значение

6 или 15 или 32);

К – применяемое в весах устройство отображения информации (принимает значения ЖКИ - для весов с жидкокристаллическим цифровым дисплеем или СД- для весов со светодиодным цифровым дисплеем);

Z – применяемая в весах клавиатура управления (принимает значение П - для весов с многокнопочной клавиатурой или О - для весов с оптимизированной клавиатурой).

Весы с весоизмерительной платформой и индикатором выпускаются в следующих модификациях, имеющих обозначения:

- ПВМ-3/М-Z - весы с одним светодиодным цифровым дисплеем результатов измерения массы,

- ПВМ-3/М-Т - весы с вычислением стоимости и жидкокристаллическим цифровым дисплеем,

где: М – максимальная нагрузка старшего диапазона измерения (принимает значение 30 или 150 или 300 или 600);

Z – применяемая в весах клавиатура управления (принимает значение П - для весов с многокнопочной клавиатурой или О - для весов с оптимизированной клавиатурой).

Значения максимальной нагрузки Max_i , минимальной нагрузки Min_i , поверочного интервала e_i для каждого диапазона взвешивания наносят на маркировочной табличке весов, расположенной рядом с цифровым дисплеем.

Схема пломбировки весов от несанкционированного доступа приведена на рисунках 3 и 4.




Рисунок 3 – Место пломбировки от несанкционированного доступа для весов, выполненных в едином корпусе




Рисунок 4 – Места пломбировки от несанкционированного доступа для весов с весоизмерительной платформой и индикатором

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) весов реализовано аппаратно и является встроенным. Защита от несанкционированного доступа к настройкам и данным измерений

обеспечивается защитной пломбой для весов, выполненных в едином корпусе (рисунок 3) или двумя защитными пломбами наносимых на выносном индикаторе и разъеме кабеля весов платформенных (рисунок 4). Защитная пломба ограничивает доступ к переключателю юстировки. Изменение ПО невозможно без применения специализированного оборудования производителя.

Параметры, определяющие технические и метрологические характеристики весов, в том числе показатели точности, хранятся в энергонезависимой памяти (EEPROM) весов. При включении весов текущие параметры настроек сравниваются с сохраненными параметрами в EEPROM. При несовпадении этих значений, на дисплей выводится сообщение об ошибке и работа весов блокируется.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных воздействий в соответствии с Р 50.2.077-2014 – «высокий».

Идентификационным признаком ПО служит номер версии, который отображается на дисплее при включении весов. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение							
Модификация весов	ПВм-3/6-ЖКИ-П; ПВм-3/15-ЖКИ-П; ПВм-3/32-ЖКИ-П	ПВм-3/6-ЖКИ-О; ПВм-3/15-ЖКИ-О; ПВм-3/32-ЖКИ-О	ПВм-3/6-СД-П; ПВм-3/15-СД-П; ПВм-3/32-СД-П	ПВм-3/6-СД-О; ПВм-3/15-СД-О; ПВм-3/32-СД-О	ПВм-3/6-Т; ПВм-3/15-Т; ПВм-3/32-Т	ПВм-3/30-П; ПВм-3/150-П; ПВм-3/300-П; ПВм-3/600П	ПВм-3/30-О; ПВм-3/150-О; ПВм-3/300-О; ПВм-3/600-О	ПВм-3/30-Т; ПВм-3/150-Т; ПВм-3/300-Т; ПВм-3/300-Т
Идентификационное наименование ПО	Не применяется							
Номер версии (идентификационный номер) ПО	323X 3.23X *	331X 3.31X *	324X 3.24X *	332X 3.32X *	343X 3.43X *	379X 3.79X *	403X 4.03X *	356X 3.56X *
Цифровой идентификатор ПО	Не применяется							

X* - номер протокола обмена весов по интерфейсу с периферийными устройствами, приведенный в эксплуатационной документации и выбираемый с помощью клавиатуры.

Метрологические и технические характеристики
приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2

Модификация весов	Наименование характеристики	Значение характеристики
ПВМ-3/6	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	1,5
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	3
	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	6
	Минимальная нагрузка, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	10
	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	20
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	40
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, d ($e=d$), г:	
	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	0,5
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	1
	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	2
ПВМ-3/15	Диапазон выборки массы тары, кг	3
	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	3
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	6
	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	15
	Минимальная нагрузка, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	20
	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	40
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	100
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, d ($e=d$), г:	
	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	1
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	2
ПВМ-3/32	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	5
	Диапазон выборки массы тары, кг	5
	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	3
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	6
	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	32
	Минимальная нагрузка, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	20
	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	40
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	100
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, d ($e=d$), г:	
	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	1
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	2
	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	5
	Диапазон выборки массы тары, кг	5

Модификация весов	Наименование характеристики	Значение характеристики
ПВм-3/30	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	3
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	15
	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	30
	Минимальная нагрузка, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	20
	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	100
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	200
ПВм-3/150	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, $d (e=d)$, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	1
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	5
	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	10
	Диапазон выборки массы тары, кг	5
	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	30
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	60
ПВм-3/300	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	150
	Минимальная нагрузка, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	200
	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	400
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	1000
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, $d (e=d)$, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	10
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	20
ПВм-3/300	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	50
	Диапазон выборки массы тары, кг	20
	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	60
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	150
	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	300
	Минимальная нагрузка, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	400
ПВм-3/300	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	1000
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	2000
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, $d (e=d)$, г:	
	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	20
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	50
	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	100
	Диапазон выборки массы тары, кг	40

Модификация весов	Наименование характеристики	Значение характеристики
ПВМ-3/600	Максимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Max ₁)	150
	Диапазон взвешивания W2 (Max ₂)	300
	Диапазон взвешивания W3 (Max ₃)	600
	Минимальная нагрузка, кг:	
	Диапазон взвешивания W1 (Min ₁)	1
	Диапазон взвешивания W2 (Min ₂)	2
	Диапазон взвешивания W3 (Min ₃)	4
	Поверочный интервал, e , действительная цена деления, d ($e=d$), г:	
Все модификации	Диапазон взвешивания W1 (e_1)	50
	Диапазон взвешивания W2 (e_2)	100
	Диапазон взвешивания W3 (e_3)	200
	Диапазон выборки массы тары, кг	80
	Пределы допускаемой погрешности определения массы при поверке при выпуске из производства и после ремонта (в эксплуатации), e_i для нагрузки m , выраженной в поверочных интервалах e_i	
	$Min_i \leq m \leq 500 \cdot e_i$ $500 \cdot e_i < m \leq 2000 \cdot e_i$ $2000 \cdot e_i < m \leq Max_i$	$\pm 1e_i$ ($\pm 1e_i$) $\pm 1e_i$ ($\pm 2e_i$) $\pm 2e_i$ ($\pm 3e_i$)
	Диапазон рабочих температур	от - 10 до +40
	Диапазон полуавтоматической установки на нуль, не более	4 % от Max ₃

Таблица 3

Наименование характеристики	Модификация весов	Значение характеристики
Габаритные размеры, мм, не более	ПВМ-3/6, ПВМ-3/15, ПВМ-3/32 ПВМ-3/6-Т, ПВМ-3/15-Т, ПВМ-3/32-Т Весоизмерительная платформа: ПВМ-3/30 ПВМ-3/150 ПВМ-3/300, ПВМ-3/600 Индикатор	375x375x215 375x375x500 320x320x 100 620x420x150 870x670x150 180x150x150
Масса весов, кг, не более	ПВМ-3/6, ПВМ-3/15, ПВМ-3/32; ПВМ-3/30 ПВМ-3/150, ПВМ-3/300, ПВМ-3/600	6 50
Параметры электрического питания от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц	Все модификации	от 187 до 253 от 49 до 51
Параметры электрического питания от встроенного источника постоянного тока, напряжение, В	ПВМ-3/6, ПВМ-3/15, ПВМ-3/32 ПВМ-3/30, ПВМ-3/150, ПВМ-3/300, ПВМ-3/600	от 2,0 до 2,8 от 5,5 до 7,8

Знак утверждения типа

наносится графическим способом на таблички, закрепленные на корпусе индикатора и корпусе весоизмерительного устройства, и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Весы	ПВм-3/М-К-Z ПВм-3/М-T	1 шт.
Комплект принадлежностей		
Кабель связи*		1 шт.
Адаптер сетевого питания		1 шт.
Руководство по эксплуатации		1 шт.
Методика поверки	-	1 экз.
Упаковка		1 экз.

*- при заказе

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам электронным с программируемыми пределами взвешивания и дискретностью отсчета ПВм

ГОСТ 8.021-2015 Государственная система обеспечения единства измерений.
Государственная поверочная схема для средств измерений массы
Технические условия ТУ 4274-004-49290937-2012

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Мера-ТСП»
(ООО «Мера-ТСП»)
ИНН 7733081596
Юридический адрес: 115419, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской,
пр-д 2-й Рощинский, д. 8, стр. 3
Телефон (факс): (495) 411-99-28
Web-сайт: <https://www.mera-device.ru>
E-mail: info@mera-device.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы»
(ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46
Тел.: (495) 437 5577, факс: (495) 437 5666
Web-сайт: www.vniims.ru
E-mail: Office@vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.