

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Хроматографы газовые ССГ

#### Назначение средства измерений

Хроматографы газовые ССГ (далее – хроматографы) предназначены для измерений содержания (массовой, молярной, объемной доли) компонентов в газовых и жидких средах природного и промышленного происхождения.

#### Описание средства измерений

Принцип работы хроматографов основан на разделении компонентов пробы при ее прохождении в потоке газа-носителя через хроматографическую колонку, регистрации аналитического сигнала от компонентов с помощью соответствующего детектора и их последующем определении/идентификации. Детектор преобразует измеренную характеристику в выходной электрический сигнал, пропорциональный содержанию определяемого компонента в проходящем через детектор газе.

Хроматографы представляют собой стационарные настольные лабораторные приборы, изготовленные на базе хроматографов газовых 7890В производства “Agilent Technologies” (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений 55612-13), дооснащенные одним или несколькими блоками из ряда: система ввода проб газа и жидкостей, термостат-нагреватель, блок очистки воздуха, система подавливания Ассига – в зависимости от конкретной измерительной задачи. Конструктивно каждый хроматограф состоит из системы ввода проб газа и жидкостей, одной или нескольких колонок, одного или нескольких детекторов, насосов, термостата-нагревателя, блока очистки воздуха. Состав хроматографа конфигурируется под конкретную измерительную задачу. Хроматографы оснащены встроенным и автономным программным обеспечением OpenLab CDS ChemStation Edition, сервисным программным обеспечением LDChroma (только для хроматографов с детектором ПЭД с серийными номерами: CN20293019 и CN20303002) и интерфейсом для подключения персонального компьютера. На передней панели хроматографов имеется панель управления и дисплей, предназначенные для оперативной установки рабочих параметров хроматографа.

К настоящему типу средств измерений относятся хроматографы модификаций: ССГ76724, ССГ6102С, ССГ76731, ССГ76732, ССГ76734, ССГ76740, ССГ76727, ССГ76736, которые отличаются друг от друга составом, соответствующим конкретной измерительной задаче, способом ввода пробы и оснащены одним или несколькими детекторами из следующего перечня:

- пламенно-фотометрический детектор (ПФД);
- хемилуминесцентный детектор для определения серы (ХДС);
- гелиевый ионизационный пульсирующего разряда детектор (ГИПРД);
- плазменно-эмиссионный детектор (ПЭД);
- детектор по теплопроводности (ДТП).

К хроматографам данного типа относятся хроматографы, указанные в таблице 1.

Таблица 1 – Обозначения модификаций и серийные номера хроматографов

| Модификация хроматографа | Тип детектора/детекторов | Серийный номер хроматографа | Способ ввода пробы |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| CCG76724                 | ПФД                      | CN20293033                  | газ                |
| CCG6102C                 | ХДС                      | CN20293026                  | газ                |
|                          |                          | CN20293003                  | газ/жидкость       |
| CCG76731                 | ПФД                      | CN20293028                  | газ/жидкость       |
| CCG76732                 | ПФД                      | CN20293029                  | газ/жидкость       |
| CCG76734                 | ПФД                      | CN20293030                  | газ/жидкость       |
| CCG76740                 | ГИПРД                    | CN20293034                  | газ                |
| CCG76727                 | ГИПРД, ПЭД               | CN20293019                  | газ                |
| CCG76736                 | ГИПРД, ПЭД, ДТП          | CN20303002                  | газ                |

Общий вид хроматографов представлен на рисунках 1-9.



Рисунок 1 – Общий вид хроматографа газового CCG, сер. № CN20293033



Рисунок 2 – Общий вид хроматографа газового CCG, сер. № CN20293026



Рисунок 3 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20293003




Рисунок 4 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20293028



Рисунок 5 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20293029




Рисунок 6 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20293030



Рисунок 7 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20293034




Рисунок 8 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20293019



Рисунок 9 – Общий вид хроматографа газового ССГ, сер. № CN20303002

Корпус хроматографов изготовлен из металла и пластика. Разные части хроматографа окрашены в серый, черный, синий и серо-коричневый цвета.

Пломбирование хроматографов не предусмотрено.

Нанесение знака поверки на хроматографы не предусмотрено.

Ограничение доступа к настройке (регулировке) средства измерений осуществляется в программном обеспечении.

Каждый экземпляр хроматографа имеет серийный номер, состоящий из букв латинского алфавита и арабских цифр, который нанесен методом лазерной печати на маркировочную табличку в виде ламинированной этикетки, закрепленной методом наклейки на боковой стенке корпуса хроматографа или внутри корпуса хроматографа под крышкой. Место нанесения серийного номера хроматографа приведено на рисунках 10-11.




Рисунок 10 – Место нанесения серийного номера на боковой стенке корпуса хроматографа



Рисунок 11 – Место нанесения серийного номера внутри корпуса хроматографа

### Программное обеспечение

Все хроматографы оснащены встроенным и автономным программным обеспечением (далее – ПО) OpenLab CDS ChemStation Edition. Хроматографы с серийными номерами CN20293019 и CN20303002 дополнительно оснащены сервисным ПО LDChroma для плазменно-эмиссионного детектора (ПЭД).

Встроенное ПО предназначено для сбора и передачи данных в автономное ПО и для задания параметров хроматографа с помощью панели управления и дисплея на корпусе хроматографа.

Сервисное ПО LDChroma используется однократно для первоначальной настройки ПЭД и установления оптимальных настроек детектора.

ПО OpenLab CDS ChemStation Edition является метрологически значимой частью ПО хроматографов, которое выполняет следующие функции:

- управление хроматографом;
- настройка режимов работы;
- получение и анализ хроматограмм;
- обработка и хранение результатов измерений;
- построение калибровочных (градуировочных) графиков;
- проведение диагностических проверок конструкционных блоков хроматографа.

Влияние ПО учтено при нормировании метрологических характеристик хроматографов.

Идентификационные данные ПО хроматографов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО

| Идентификационные данные (признаки)  | Значение                                      |  |                                  |   |  |                        |
|--|---|--|----------------------------------|---|--|------------------------|
| Идентификационное наименование ПО  | OpenLab CDS ChemStation Edition <sup>1)</sup> |  |                                  |   |  | LDChroma <sup>2)</sup> |
| Идентификационные наименования установочных сервисов ПО  | Agilent OpenLab Intelligent Reporting         | Agilent OpenLAB CDS ChemStation 35900 A/D Driver | OpenLab CDS - Agilent GC Drivers | Agilent OpenLab CDS ChemStation LC and CE Drivers | OpenLab CDS - Agilent Micro GC Drivers | -                      |
| Номер версии (идентификационный номер) ПО  | 5.0.0.352                                     | 2.3.54   | 3.3.65                           | 3.2.23  | 2.1.3                                  | 3.3.66                 |
| Цифровой идентификатор ПО  | -   | -  | -                                | -   | -                                      | -                      |
| <sup>1)</sup> Для всех экземпляров хроматографов<br><sup>2)</sup> Только для хроматографов с серийными номерами: CN20293019 и CN20303002 |   |  |                                  |   |  |                        |

Уровень защиты ПО хроматографов от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

### Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики хроматографов, в зависимости от типа детектора/детекторов в составе хроматографа, приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические характеристики хроматографов

| Наименование характеристики  | Значение  |
|--|---|
| Уровень флуктуационных шумов нулевого сигнала, не более:<br>ПЭД, А<br>ПФД, А<br>ХДС, В <sup>1)</sup><br>ХДС, А <sup>2)</sup><br>ГИПРД, А<br>ДТП, В   | <br>1·10 <sup>-11</sup><br>2·10 <sup>-11</sup><br>2·10 <sup>-6</sup><br>3·10 <sup>-12</sup><br>2·10 <sup>-12</sup><br>0,1·10 <sup>-6</sup>                                    |
| Предел детектирования (контрольное вещество), не более:<br>ПЭД, г/с (неон)<br>ПФД, г/с (сероводород)<br>ПФД, г/с по сере (дифенилдисульфид в изооктане) <sup>3)</sup><br>ХДС, г/с (сероводород)<br>ХДС, г/с по сере (дифенилдисульфид в изооктане) <sup>4)</sup><br>ГИПРД, млрд <sup>-1</sup> (водород)<br>ДТП, г/см <sup>3</sup> (водород)<br>ДТП, г/см <sup>3</sup> (кислород) | <br>1,5·10 <sup>-10</sup><br>2,5·10 <sup>-11</sup><br>1·10 <sup>-13</sup><br>1,5·10 <sup>-11</sup><br>1·10 <sup>-12</sup><br>100<br>4·10 <sup>-10</sup><br>6·10 <sup>-9</sup> |
| Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала при ручном дозировании пробы, %<br>- по площади пиков<br>ПЭД<br>ПФД   | <br><br>5,0<br>8,0  |

| Наименование характеристики  | Значение |
|--|----------|
| ХДС  | 8,0      |
| ГИПРД  | 6,0      |
| ДТП  | 4,0      |
| - по высоте пиков  |          |
| ПЭД  | 5,0      |
| ПФД  | 6,0      |
| ХДС  | 6,0      |
| ГИПРД  | 5,0      |
| ДТП  | 4,0      |
| - по времени удерживания   |          |
| ПЭД  | 0,5      |
| ПФД  | 0,5      |
| ХДС  | 0,5      |
| ГИПРД  | 0,5      |
| ДТП  | 0,7      |
| Пределы допускаемого относительного изменения выходного сигнала за 4 ч непрерывной работы при ручном дозировании пробы, %  |          |
| - по площади пика  |          |
| ПЭД  | ±10      |
| ПФД  | ±12      |
| ХДС  | ±12      |
| ГИПРД  | ±10      |
| ДТП  | ±5,0     |
| <sup>1)</sup> Для хроматографа с ХДС с серийным номером CN20293026.<br><sup>2)</sup> Для хроматографа с ХДС с серийным номером CN20293003.<br><sup>3)</sup> Для хроматографов с ПФД с жидким вводом пробы с серийными номерами: CN20293028, CN20293029, CN20293030.<br><sup>4)</sup> Для хроматографа с ХДС с жидким вводом пробы с серийным номером CN20293003. |          |

Основные технические характеристики хроматографов приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики хроматографов

| Наименование характеристики                            | Значение      |
|--|---------------|
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм, не более | 740×730×800   |
| Масса, кг, не более                                    | 75            |
| Параметры электрического питания:                      |               |
| - напряжение переменного тока, В                       | 220±22        |
| - частота переменного тока, Гц                         | 50±1          |
| Условия эксплуатации:                                  |               |
| - температура окружающей среды, °С                     | от +20 до +27 |
| - относительная влажность, %, не более                 | 70            |
| - атмосферное давление, кПа                            | от 84 до 106  |

#### Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.



## Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

| Наименование   | Обозначение  | Количество |
|--|--|------------|
| Хроматограф газовый  | CCG <sup>1)</sup>  | 1 шт.      |
| Программное обеспечение на электронном носителе (USB-накопитель или компакт-диск)  | OpenLab CDS ChemStation Edition <sup>2)</sup> и LDChroma <sup>3)</sup> | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации  | -  | 1 экз.     |
| Методика поверки   | -  | 1 экз.     |
| <sup>1)</sup> Модификация хроматографа указана на маркировочной табличке.<br><sup>2)</sup> Для всех экземпляров хроматографов.<br><sup>3)</sup> Поставляется только для хроматографов с серийными номерами: CN20293019 и CN20303002. |  |            |

## Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 6 «Использование по назначению» документа «Хроматограф газовый CCG. Руководство по эксплуатации».

Применение хроматографов в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений осуществляется в соответствии с аттестованными методиками (методами) измерений.

## Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

Приказ Росстандарта от 31.12.2020 № 2315 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений содержания компонентов в газовых и газоконденсатных средах»;

Техническая документация изготовителя AC Analytical Controls BV (PAC L.P.), Королевство Нидерландов.

## Правообладатель

AC Analytical Controls BV (PAC L.P.), Королевство Нидерландов  
Адрес: Kiotoweg 555, 3047 BG Rotterdam, The Netherlands

## Изготовитель

AC Analytical Controls BV (PAC L.P.), Королевство Нидерландов  
Адрес: Kiotoweg 555, 3047 BG Rotterdam, The Netherlands

**Испытательный центр**

Уральский научно-исследовательский институт метрологии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

(УНИИМ – филиал ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

Адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 4

Уникальный номер записи в Реестре аккредитованных лиц RA.RU.311373

