

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ.



СОГЛАСОВАНО  
Руководитель ГЦИСИ, зам. генерального  
директора ФГУ «Ростест-Москва»

А.С.Евдокимов

" 30 " 11

2004 г.

|  |  |
|--|--|
| Рефрактометры автоматические<br>ATR-SW | Внесен в Государственный реестр<br>средств измерений<br>Регистрационный № 22248-01<br>Взамен № |
|--|--|

Изготовлены по технической документации фирмы Schmidt + Haensch GmbH & Co, Германия.

Заводские номера 29135, 29207, 29223.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рефрактометр ATR-SW предназначен для измерения показателей преломления  $n_D$  жидкых сред на длине волны спектральной линии D натрия 589,3 нм.

Рефрактометр предназначен для применения в исследовательских и заводских лабораториях предприятий пищевой, химической, фармацевтической и других отраслей промышленности.

## ОПИСАНИЕ

Принцип действия рефрактометра основан на явлении полного внутреннего отражения при прохождении света через границу раздела двух сред с различными показателями преломления: измерительной призмы рефрактометра и измеряемой жидкой среды. Проба исследуемой жидкости объемом от 0,2 до 1 мл помещается в измерительную кювету на поверхность измерительной призмы. При освещении кюветы образуется граница света и тени, положение которой соответствует предельному углу преломления системы сред.

Рефрактометр состоит из трех основных блоков:

- измерительный блок, включающий источник света, интерференционный светофильтр с длиной волны 589,3 нм, систему линз, измерительную кювету с измерительной призмой и оптический датчик CCD, регистрирующий положение границы света и тени, а также датчик температуры для измерения температуры на границе сред;
- регистрирующий блок, в котором располагается микропроцессор, 4-кнопочная клавиатура и 16-значный жидкокристаллический дисплей, на который выводятся измеренная величина показателя преломления  $n_D$ , а также текущее значение температуры измерительной призмы и измеряемой пробы и другие данные;
- термостат, соединенный с измерительной кюветой измерительного блока и предназначенный для поддержания стабильной температуры измерительной призмы и пробы.

Калибровка рефрактометра проводится по жидкостям с известным показателем преломления (например, дистиллированная вода) перед началом измерений.

Помимо шкалы показателя преломления  $n_D$  рефрактометр имеет дополнительную шкалу содержания сухих веществ по сахарозе (% Brix) в соответствии с международной шкалой ICUMSA-74 (ISO 2173-78, ГОСТ 28562-90).

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Диапазоны измерений показателя преломления $n_D$                                     | 1.320 – 1.532   |
| 2. Диапазон показаний по шкале содержания сухих веществ по сахарозе, % Brix             | 0 – 95          |
| 3. Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении показателя преломления $n_D$ | $\pm 0.0001$    |
| 4. Дискретность показаний:  |                 |
| - по шкале показателя преломления $n_D$   | 0.00002         |
| - по шкале содержания сухих веществ по сахарозе, % Brix                                 | 0.02            |
| 5. Рабочий диапазон температур, °C  | 5 – 50          |
| 6. Диапазон температурной компенсации показаний по шкале концентрации сахарозы, °C      | 5 – 50          |
| 7. Напряжение питающей сети, В  | $220 \pm 10\%$  |
| 8. Частота питающей сети, Гц  | $50 \pm 1\%$    |
| 9. Потребляемая мощность, ВА, не более  | 60              |
| 10. Габаритные размеры, мм, не более  |                 |
| - измерительного блока  | 160 x 195 x 155 |
| - регистрирующего блока   | 185 x 360 x 165 |
| - термостата  | 300 x 360 x 180 |
| 11. Масса (общая), кг, не более   | 8.0             |

Рефрактометр ATR-SW является восстанавливаемым изделием.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации рефрактометра типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рефрактометр ATR-SW в составе

|                       |   |
|-----------------------|---|
| - измерительный блок  | 1 |
| - регистрирующий блок | 1 |
| - термостат           | 1 |

Руководство по эксплуатации

Комплект ЗИП

Методика поверки МП РТ 945-2004

1

1

1

1

### ПОВЕРКА

Проверка рефрактометра проводится по методике поверки МП РТ 945-2004 «Рефрактометр автоматический ATR-SW производства фирмы Schmidt + Haensch GmbH & Co., Германия. Методика поверки», разработанной и утвержденной ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в ноябре 2004 г.

Средства поверки: набор жидкых мер показателя преломления РЖЭ-1, номер Государственного реестра средств измерений 24513-03. Диапазон измерений показателя преломления 1.38–1.50  $n_D$ . Предел абсолютной допускаемой погрешности измерения показателя преломления  $\pm 0.00003 n_D$ .

Межповерочный интервал - 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.583-2003. Государственная поверочная схема для средств измерений показателя преломления твердых, жидких и газообразных веществ.

Техническая документация фирмы Schmidt + Haensch GmbH & Co., Германия.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип рефрактометра ATR-SW, заводские номера 29135, 29207, 29223, производства фирмы Schmidt + Haensch GmbH & Co, Германия, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме ГОСТ 8.583-2003.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** фирма Schmidt + Haensch GmbH & Co, Германия,  
Waldstr. 80/81-D-13403 Berlin, E-mail: schmidt-haensch@t-online.de

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** ЗАО «Донау Лаб Москва», 123022, г.Москва, Звенигородское ш., 5.

Представитель ЗАО «Донау Лаб Москва»

Директор



Ю.А.Леликов