

Подлежит публикации  
в открытой печати

## СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ФГУП "ВНИИМС"  
Руководитель ГПИ СИ

В.Н.Яншин



2003 г.

<b>АНАЛИЗАТОРЫ ВЛАЖНОСТИ ВЕСОВЫЕ АВ50</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>25042-03</u> Взамен N _____
---	--

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4215-015-18294344-03.

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы влажности весовые АВ50 (далее по тексту – анализаторы), предназначены для измерения массовой доли влаги (измерения влажности) и содержания сухого остатка в %% от исходной массы образца твердых и сыпучих веществ и материалов, жидких и пастообразных продуктов.

Анализаторы применяются на предприятиях различных отраслей промышленности и сельского хозяйства и испытательных лабораториях.

## ОПИСАНИЕ

Принцип работы анализаторов базируется на термогравиметрическом методе измерения влажности: непрерывном измерении массы пробы при высушивании, сравнении массы пробы до и после высушивания и определении значения массовой доли влаги (сухого вещества) в пробе. Анализатор выполнен в виде настольного прибора и состоит из весового устройства, камеры галогенного высушивания и электронного блока управления, регистрации и обработки результатов измерений. Весовое устройство настраивается при помощи калибровочной гири номинальной массой 50 г класса точности F<sub>2</sub> по ГОСТ 7328-2001. Система управления, регистрации и обработки данных обеспечивает отображение на дисплее текущих режимов и результатов измерений.

Результаты измерений могут быть представлены в соответствии с выбранным режимом: содержание влаги, %, содержание сухого вещества, %%.

## **ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

## **ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на лицевую панель прибора методом.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки анализаторов влажности соответствует технической документации ЗАО "НПКФ АКВИЛОН".

Наименование	Количество
Анализатор влажности весовой AB50	1
Крепление весовой камеры	1
Подставка чаши весов	
Чаши весов (10 штук)	1 комплект
Сетевой шнур	
Руководство по эксплуатации	1
Инструкция. Анализаторы влажности весовые AB50. Методика поверки. 4215-015-18294344МП	1
Паспорт	1

## ПОВЕРКА

Проверку анализаторов влажности весовых AB50 осуществляют в соответствии с документом "Инструкция. Анализаторы влажности весовые AB50. Методика поверки", разработанным и утвержденным ВНИИМС в 2003 г. и входящим в комплект поставки.

При проведении поверки используют: гиры класса точности F<sub>2</sub> по ГОСТ 7328-2001, пипетки по ГОСТ 29169-91, эталонная термопара типа К по ГОСТ Р 50431-92, индивидуально градуированную с погрешностью ±0,5°C, промытый и прокаленный кварцевый песок.

Межповерочный интервал - 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29027-91 "Влагомеры твердых и сыпучих веществ. Общие технические требования и методы испытаний".

Техническая документация предприятия-изготовителя ЗАО "НПКФ АКВИЛОН", Москва, Россия.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип анализаторов влажности весовых AB50 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ЗАО "НПКФ АКВИЛОН"

Россия, 117607, г.Москва, ул. Раменки, д. 7, кор.2  
тел. (факс) 936 20 74; 936 43 50

Начальник отдела ФГУП "ВНИИМС"

Ш.Р.Фаткудинова

Генеральный директор  
ЗАО "НПКФ АКВИЛОН"

А.А.Приданцев