# СОГЛАСОВАНО Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева»

«<u>И» ещира</u> 2009 г.

Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных B1-15-«CAША»

Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>27276 - 04</u>

Взамен № 27276-04

Выпускаются по ГОСТ 29329-92 и техническим условиям ТУ 4274-018-27450820-2004.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША» (в дальнейшем - весы) предназначены для измерений массы новорожденных и грудных детей до 15 кг в медицинских учреждениях педиатрического профиля, детских садах и в домашних условиях.

#### ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов состоит в том, что под действием приложенной нагрузки происходит деформация упругого элемента, вызывающая разбаланс тензорезисторного моста. Сигнал разбаланса моста поступает в электронный вторичный измерительный преобразователь для аналогоцифрового преобразования, обработки и индикации результатов взвешивания. Сигнал от датчика температуры, установленного на первичном преобразователе поступает во вторичный измерительный преобразователь и в соответствии с программой компенсирует температурные влияния.

Конструктивно весы состоят из первичного преобразователя, устройства взвешивания с отсеком для элементов питания и съемной платформы, и вторичного измерительного преобразователя.

Три модели весов отличаются дискретностями отсчета, ценами поверочных делений и пределами допускаемой погрешности: B1-15K (C); B1-15.2K (C); B1-15.3K (C).

Весы могут иметь индикацию:

- со светодиодными индикаторами (индекс С).
- с жидкокристаллическими индикаторами (индекс К).

Питание весов осуществляется от встроенных батарей.

В весах предусмотрены следующие устройства и функции:

- автоматическое устройство первоначальной установки на нуль;
- полуавтоматическое устройство установки на нуль и полуавтоматическое устройство выборки массы тары.
  - устройство установки по уровню индикатор уровня и регулируемые по высоте ножки;
  - устройство автоматической фиксации веса;
  - устройство автоматического выключения весов.

Программное обеспечение весов обеспечивает возможность реализации режима взвешивания с автоматическим изменением дискретности отсчетного устройства.

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристик	Модели	Значения характеристик
1	2	3
Класс точности весов по ГОСТ 29329-92	Для всех моделей	Средний (111)
Наибольший предел взвешивания, кг	Для всех моделей	15

Продолжение таблицы 1

продолжение таох		
1	2	3
Наименьший предел взвешивания, кг	B1-15	0,1
-	B1-15.2	0,04
	B1-15.3	0,02
Дискретность отсчета (d=e), г	B1-15	5
	B1-15.2	2/5
	B1-15.3	1/2/5
Пределы допускаемой погрешности, г	Для всех моделей	см. Табл.2
Порог чувствительности, г	B1-15	7
	B1-15.2	2,8/7
	B1-15.3	1,4/2,8/7
Габаритные размеры платформы:	Пля посу молото	540, 290, 70
(длина, ширина, высота), мм	Для всех моделей	
Габаритные размеры взвешивающего устрой-	Пия вору модокой	345, 310, 55
ства (длина, ширина, высота), мм	Для всех моделей	
Масса весов, кг, не более	Для всех моделей	5
Потребляемый ток, мА, не более	1	
- светодиодный индикатор	Для всех моделей	150
- жидкокристаллический индикатор		100
Напряжение питания от встроенных батарей, В	Для всех моделей	от 5,5 до 9
Диапазон нормальной области значений темпе-	Для всех моделей	от + 10 до + 40
ратуры, °С	для всех моделеи	
Средний срок службы, лет	Для всех моделей	8

Таблица 2

		таолица 2		
	Пределы допускаемой по-	Пределы допускаемой по-		
взвешивания, кг	грешности при первичной	грешности при периодиче-		
	поверке, г	ской поверке, г		
Для весов В1-15				
от 0,1 до 2,5	± 5	± 5		
св.2,5 до 10,0	± 5	± 10		
св.10,0 до 15,0	± 10	± 15		
Для весов В1-15.2				
от 0,04 до 1,0	± 2	± 2		
св.1,0 до 4,0	± 2	± 4		
св.4,0 до 6,0	± 4	± 6		
св.6,0 до 10,0	± 5	± 10		
св.10,0 до 15,0	± 10	± 15		
Для весов В1-15.3				
от 0,02 до 0,5	± 1	± 1		
св.0,5 до 2,0	± 1	± 2		
св.2,0 до 3,0	± 2	± 3		
св. 3,0 до 4,0	± 2	± 4		
св.4,0 до 6,0	± 4	± 6		
св.6,0 до 10,0	± 5	± 10		
св.10,0 до 15,0	± 10	± 15		
	от 0,1 до 2,5 св.2,5 до 10,0 св.10,0 до 15,0 от 0,04 до 1,0 св.1,0 до 4,0 св.4,0 до 6,0 св.6,0 до 10,0 св.10,0 до 15,0 от 0,02 до 0,5 св.0,5 до 2,0 св.2,0 до 3,0 св.4,0 до 6,0 св.4,0 до 6,0	Взвешивания, кг грешности при первичной поверке, г  Для весов В1-15  от 0,1 до 2,5		

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится графическим способом на табличку, закрепленную на корпусе устройства взвешивания и на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

### комплектность

В комплект поставки входят:

- 1. Весы 1шт.
- 2. Руководство по эксплуатации (РЭ) 1 экз.
- 3. Паспорт (ПС) − 1 экз.
- 4. Методика поверки (раздел 12 ПС) 1 экз.
- 5. Упаковка.

#### ПОВЕРКА

Поверка весов производится по методике поверки (раздел 12  $\Pi$ C), утвержденной ГЦИ СИ  $\Phi$ ГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 22.04.2003 г.

Основные средства поверки: гири класса  $M_1$  по ГОСТ 7328 «Гири. Общие технические требования».

Межповерочный интервал – 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.021 «Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерения массы».

ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические условия».

ТУ 4274-018-27450820-2004 «Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В1-15-«САША». Технические условия».

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип весов электронных с автономным питанием настольных для новорожденных В1-15- «САША» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства, в эксплуатации и после ремонта согласно государственной поверочной схеме.

Регистрационное удостоверение №  $\Phi$ С 04012003/10265-04 выдано федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 14.07.2004 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.ME01.B04766 выдан национальным сертификационным органом электрооборудования (НСО ГОСТ Рэ) 06.08.2007 г.

#### **ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

ЗАО «МАССА-К», 194044, Санкт-Петербург, Пироговская наб. д. 15а.

Тел.: (812) 346-57-02, 542-85-52 Факс: (812) 327-55-47, 346-57-04 E-mail: massa@mail.wplus.net

www.massa.sp.ru

Генеральный директор ЗАО МАССАК

А.Г. Коробкин

3