



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ ВНИИМС

В. Н. Яншин

2004 г.

Весы электронные лабораторные BL3100	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>24501-04</u> Взамен № _____
--	---

Изготовлены по технической документации фирмы «Sartorius AG», Германия
в количестве 1 шт. с заводским номером 15709543

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы электронные лабораторные BL3100 (далее – весы) предназначены для статического измерения массы и могут применяться в лабораториях различных предприятий и организаций.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия весов основан на преобразовании деформации упругого элемента весоизмерительного тензорезисторного датчика (далее датчик), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал, изменяющийся пропорционально массе груза. Далее аналоговый электрический сигнал с датчика преобразуется с помощью аналогово-цифрового преобразователя в цифровой сигнал, и значение массы груза индицируется на жидкокристаллическом дисплее весов, расположенном на панели управления.

Конструктивно весы состоят из грузоприемной платформы, весоизмерительного устройства с датчиком и электронного блока. В состав электронного блока входят: аналогово-цифровой преобразователь, устройства установки нуля и выборки массы тары, а так же панель управления с жидкокристаллическим пылевлагонепроницаемым дисплеем.

Калибровка весов осуществляется с помощью внешней калибровочной гири.

Питание весов может осуществляться как от сети переменного тока через адаптер питания, так и от источника питания постоянного тока.

Весы снабжены устройствами для выполнения следующих сервисных функций:

- взвешивание в процентах от заданной массы;
- взвешивание нарастающим итогом;
- переключение единиц измерения массы (например, грамм, карат и т.д.);
- подсчет количества изделий;

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольший предел взвешивания (НПВ), г.....	3100
Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г.....	5
Дискретность отсчёта (d), г.....	0,1
Цена поверочного деления (e=10d), г.....	1
Число поверочных делений (n), тыс.....	3100
Пределы допускаемой погрешности при первичной поверке (в эксплуатации), ± г	
От НмПВ до 500 г вкл.....	0,5 (1)
Св. 500 г до 2000 г вкл.....	1 (2)
Св. 2000 г.....	1,5 (3)
Среднее квадратическое отклонение (СКО) показаний весов, г.....	0,1
Диапазон выборки массы тары, % от НПВ.....	0...100

Диапазон рабочих температур, °С..... от плюс 10 до плюс 30
 Параметры электрического питания постоянного тока, напряжение, В:.....9
 Параметры адаптера сетевого питания:
 - напряжение на входе, В187...242
 - частота, Гц.....49...51
 Вероятность безотказной работы за 1000 ч.....0,92
 Средний полный срок службы, лет8
 Масса, кг.....1,4
 Габаритные размеры, мм 188 x250x70

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО
1	Весы	1 шт.
2	Адаптер сетевого питания	1 шт.
3	Руководство по эксплуатации	1 экз.
4	Методика поверки	1 экз.

ПОВЕРКА

Первичная и периодическая (в эксплуатации) поверка весов проводятся согласно документа: «Весы электронные лабораторные BL3100 фирмы «Sartorius AG», Германия. Методика поверки», утверждённого ФГУП ВНИИМС «4» августа 2004 г.

Основные средства поверки – гири класса точности F₁ по ГОСТ 7328-2001.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация на весы фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип весов электронных лабораторных BL3100 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель: фирма «Sartorius AG», Германия
 Weender Landstrasse 94–108, 37075 Goettingen, Germany

Заявитель ООО «Сарторос», 125252, г. Москва, Чапаевский пер., 16

Представитель ООО «Сарторос»



Н.С. Новиков