

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель руководителя  
ГЦИ СИ "ВНИИХИМ" И. Менделеева"



В. С. Александров

2005 г.

<p>Хроматографы газовые Maxum edition II</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>28847-05</u> Взамен №</p>
--	---

Выпускаются по технической документации фирмы "SIEMENS AG", Германия.

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хроматографы газовые Maxum edition II предназначены для определения состава проб веществ и материалов, для газового анализа, для контроля производственных процессов и выполнения различных исследований в области химии, при аналитическом контроле чистых веществ и объектов окружающей среды.

### ОПИСАНИЕ

Хроматограф газовый Maxum edition II представляет собой стационарную многоканальную автоматизированную измерительную систему универсального назначения.

Хроматограф состоит из основного блока, включающего один или два термостата с детекторами и колонками, блока ввода проб, блок контроля газовых потоков, а также системы управления и обработки данных. Термостат имеет одну изотермическую зону при нагреве циркулирующим горячим воздухом (airbath) или одну или две зоны при нагреве без циркуляции воздуха (airless).

Для ввода пробы и переключения потоков между колонками, в зависимости от измерительной задачи, может использоваться следующие устройства: бесплунжерный мембранный клапан, мембранно-плунжерный клапан, мембранный клапан с пневматическим приводом, клапан жидкостного впрыскивания. В ряде случаев возможно использование бесклапанного переключения по патентованной LIVE технологии.

В хроматографе может быть использовано три типа детекторов:

- термокондуктометрический (ТКД);
- пламенно-ионизационный (ПИД);
- пламенно-фотометрический (ПФД).

Хроматограф имеет встроенную система управления, состоящую из дисплея и клавиатуры, и обеспечивающую возможность задания режимов работы инжекторов, колонок, детекторов, кранов и индикацию задаваемых и действительных параметров по месту, а также передачу измеренных параметров в систему управления производства, на принтер или самописец.

С помощью программного обеспечения Maxum Workstation, возможно управление и конфигурирование хроматографа с удаленного персонального компьютера или ноутбука.

При необходимости установки хроматографа во взрывоопасной зоне, анализатор может выполняться в специальном взрывозащищенном исполнении с маркировкой 2ExrvedmibIIС Т3,Т4 X. Взрывозащита обеспечивается как продувкой блока электроники хроматографа воздухом КИП под избыточным давлением, так и взрывозащищенным исполнением отдельных узлов и компонентов (детекторов, нагревателей, электромагнитных клапанов и т.п.).

С помощью клавиатуры компьютера или встроенной в прибор клавиатуры оператор осуществляет управление работой хроматографа в диалоговом режиме. Обработка хроматограмм производится с помощью программного обеспечения.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Предел детектирования, предельное допускаемое значение изменения выходного сигнала за 24 часа непрерывной работы и предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала (в зависимости от типа детектора):

Детектор	Контрольное вещество	Предел детектирования	Предельное допускаемое значение изменения выходного сигнала за 24 часа работы	Предел допускаемого относительного СКО выходного сигнала, %	
				По времени удерживания	По площади пика
ТКД	гексадекан пропан	$1 \times 10^{-9}$ г/см <sup>3</sup>	±1,0	1,0	2,0
		$0,5 \times 10^{-9}$ г/см <sup>3</sup>	±1,0		
ПВД	гексадекан пропан	$1 \times 10^{-12}$ г/с	±1,0	1,0	2,0
		$1 \times 10^{-12}$ г/с	±1,0		
ПФД	метафос	$0,5 \times 10^{-12}$ г/с	±1,0	2,0	4,0

2 Диапазон регулирования температур, °С

- в термостате колонок типа airbath

5 ... 225

- в термостате колонок типа airless

20 ... 535

3 Нестабильность поддержания температуры

+/-0,02

в термостате, °С, не более

4 Средний срок службы, лет

8

5 Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм

1010×662×451

6 Масса, кг

77

7 Напряжение сетевого питания частотой 47-63 Гц, В

100-130 или 195-260

8 Потребляемая мощность (максимальная), ВА

1840

9 Условия эксплуатации:

-диапазон температур окружающего воздуха, °С

-18 ... +50

-диапазон относительной влажности окружающего воздуха (при 25 °С), %

20...80

-диапазон атмосферного давления, кПа

84...106

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на корпус в виде наклейки.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки определяется заказом и отражается в спецификации.

Основной комплект включает:

- хроматограф газовый (основной блок с колонками, детекторами и инжекторами);
- комплект принадлежностей (система подготовки пробы, обогреваемые линии подвода пробы и др.);
- комплект инструментов;
- программное обеспечение
- руководство по эксплуатации;
- методику поверки.

### ПОВЕРКА

Поверка хроматографов проводится в соответствии с документом "Хроматографы газовые Maxum edition II фирмы SIEMENS AG, Германия. Методика поверки", утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева" 15.01.2005 года.

Средства поверки: При проведении поверки используются следующие средства измерений, газы, вспомогательное оборудование, контрольные вещества:

- 1.1 Весы лабораторные не ниже 2 кл. (ГОСТ 24104-88) с пределом взвешивания 20 или 200 г.;
- 1.2 Микрошприцы «Газохром –101», объемом  $1 \cdot 10^{-3}$  см<sup>3</sup>, ТУ 25.05-2152-75; микрошприцы МШ-10М, объемом  $10 \cdot 10^{-3}$  см<sup>3</sup>, ТУ 2.833.106;
- 1.3 Колбы мерные типа 2-50-2, 2-100-2, 2-250-2, 2-500-2, 2-1000-2 (ГОСТ 1770-74);
- 1.4 Пипетки типа 6-2-1, 6-2-2 6-2-5 (ГОСТ 29227-91);
- 1.5 Мегаомметр типа М1101, номинальное напряжение 500 В, класс точности 1.
- 2 Химические соединения для приготовления контрольных растворов:
  - 1,2,4-трихлорбензол по ТУ 6-09-922-77.
  - октан "ХЧ" по ТУ 6-09-661-76.
- 3 Государственные стандартные образцы:
  - ГСО 1854-91П (метафос), ГСО 7289-96 (гексадекан).
- 4 Поверочные газовые смеси:
  - ГСО 3971-87 (пропан/гелий). ГСО 5853-91 (метан/гелий),Межповерочный интервал - 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ и ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 1 ГОСТ 26703-93 "Хроматографы аналитические газовые. Общие технические требования и методы испытаний"
- 2 Техническая документация фирмы-изготовителя.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип хроматографов газовых Maxum edition II утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации. Хроматографы имеют сертификат соответствия № РОСС DE.ГБ05.В01110, выданный органом по сертификации РОСС RU.0001.11ГБ05 НА НИО "Центр по сертификации взрывозащищенного и рудничного электрооборудования".

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** - фирма SIEMENS AG, Германия  
Адрес: Oestliche Rheinbrueckenstr. 50  
76187 Karlsruhe  
Germany

Телефон : +49 721 595 4234; Факс : +49 721 595 6375

**Заявитель:** ООО "СИМЕНС"

119071, г.Москва, ул.Малая Калужская, 17

Телефон : (095) 737 24 78; Факс : (095) 737 23 99

Руководитель отдела испытаний  
ГЦИ СИ "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

О.В. Тудоровская

Руководитель лаборатории  
ГЦИ СИ "ВНИИМ им.Д.И.Менделеева"

Л.А. Конопелько

Старший научный сотрудник

М.А. Мешалкин

Руководитель направления КИП  
Департамента Автоматизации и приводов  
ООО "Сименс"

М.В. Вахутинский.