


**Описание типа средств измерений  
для Государственного реестра**



Термостаты переливные прецизионные ТПП-1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 33444-04 Взамен № _____
--	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4381-151-56835627-06

**НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Термостаты переливные прецизионные ТПП-1 (далее ТПП-1 или термостаты) предназначены для воспроизведения температуры в диапазоне (от минус 75 до 300) °С.

Термостаты применяются для поверки (калибровки) стеклянных жидкостных термометров, термометров сопротивления, комплектов термометров сопротивления, термопар и других термо преобразователей методом непосредственного сличения с эталонными СИ.

Термостаты могут применяться для реализации реперных точек температурной шкалы. При использовании выравнивающего блока можно проводить поверку (калибровку) эталонных СИ 2-го и 3-го разрядов методом непосредственного сличия.

**ОПИСАНИЕ**

Термостаты изготавливаются в напольном варианте и состоят из корпуса, устройства перемешивания, шторки, крышки и регулятора температуры РТП-8.1. В корпусе термостата располагаются центральная и возвратная трубы, выполненные из нержавеющей стали. В устройстве перемешивания располагается двигатель с крыльчаткой, нагреватель и платиновый термометр сопротивления, при помощи которого измеряется и регулируется температура жидкости. В термостатах, воспроизводящих отрицательные температуры, встраиваются холодильные агрегаты.

Циркуляция жидкости происходит следующим образом: устройство перемешивания обеспечивает перетекание жидкости из возвратной трубы в центральную, далее поток жидкости, поднимаясь по центральной трубе, переливается через верхний край трубы в поддон, затем из поддона жидкость возвращается в возвратную трубу.

Микропроцессорный регулятор температуры РТП-8.1 изготавливается в отдельном корпусе, оснащен цифровым дисплеем, а также интерфейсом RS-232 для связи с персональным компьютером.

Термостаты выпускаются в четырех модификациях: ТПП-1.0, ТПП-1.1, ТПП-1.2, ТПП-1.3.

В качестве теплоносителя, в зависимости от воспроизводимых температур, используются: этиловый спирт, дистиллированная вода и силиконовая жидкость.

Рабочее пространство термостатов ТПП-1:

- по вертикали: от 10 мм (от верха центральной трубы) до 450 мм;
- по горизонтали: по окружности радиусом 40 мм от оси центральной трубы.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование характеристики	ТПП-1.0 1 2	ТПП-1.1 3	ТПП-1.2 4	ТПП-1.3 5
Диапазон воспроизводимых температур, °C	от плюс 35 до плюс 300	от минус 40 до плюс 100	от минус 60 до плюс 100	от минус 75 до плюс 100
<i>Теплоноситель – этиловый спирт<sup>1</sup> (диапазон рабочих температур минус 75...минус 60 °C)</i>				
Нестабильность поддержания температуры, °C		–		±0,01
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °C: на глубине от 10 до 30 мм		–		±0,04
на глубине от 30 до 450 мм		–		±0,04
<i>Теплоноситель – этиловый спирт<sup>1</sup> (диапазон рабочих температур минус 60... плюс 5 °C)</i>				
Нестабильность поддержания температуры, °C	–		±0,01	
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °C: на глубине от 10 до 30 мм		–	±0,01	
на глубине от 30 до 450 мм	–		±0,01	
<i>Теплоноситель – дистиллированная вода (диапазон рабочих температур плюс 5... плюс 35 °C)</i>				
Нестабильность поддержания температуры, °C			±0,01	
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °C: на глубине от 10 до 30 мм			±0,01	
на глубине от 30 до 450 мм			±0,01	
<i>Теплоноситель – дистиллированная вода (диапазон рабочих температур плюс 35... плюс 80 °C)</i>				
Нестабильность поддержания температуры, °C			±(0,0025+0,00005·t)*	
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °C: на глубине от 10 до 30 мм			±0,00025·t	
на глубине от 30 до 450 мм			±0,005	
<i>Теплоноситель – кремнийорганическая жидкость<sup>2</sup></i>				
Нестабильность поддержания температуры, °C			±(0,005+0,00005·t)	
Неравномерность температурного поля в рабочем пространстве, не более, °C: на глубине от 10 до 30 мм	±0,0001·t		±0,01	
на глубине от 30 до 450 мм	±0,01		±0,01	
Разность температур в каналах выравнивающего блока, °C			±0,001	
Время выхода на рабочий режим, не более, мин.	150 от 20 до 300°C	240 от 20 до –40°C	240 от 20 до –60°C	240 от 20 до –75°C
Диаметр рабочего колодца, мм			100	
Глубина рабочего колодца, мм			460	
Объем заливаемого теплоносителя при 20 °C, л			8	
Напряжение питания, В			сеть переменного тока 220±22 (不稳定ность ±4,4)	
Максимальная мощность потребления, кВт	0,6	1,1	2,0	2,5
Частота питания, Гц			50±1	
Габаритные размеры, мм (ШxГxВ)		410 x 480 x 1100		610 x 480 x 1100
Масса без теплоносителя, кг	35	50	65	70
Условия эксплуатации: температура окружающей воздуха, °C			20±5	
относительная влажность, %			30...80	
атмосферное давление, кПа			84...106,7	
Средний срок службы, не менее, лет			5	

\* t – здесь и далее температура в термостате

<sup>1</sup> Рекомендуется использовать: Спирт этиловый ректифицированный из пищевого сырья по ГОСТ Р 51652-2000.

<sup>2</sup> Рекомендуется использовать: кремнийорганическую жидкость ПФМС-4 с температурой вспышки не ниже 310 °C. В диапазоне рабочих температур +80... +250 °C допускается использование полиметилсиликсановой жидкости марки ПМС-100 с температурой вспышки не ниже 300 °C.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель ТТП-1 и на титульный лист эксплуатационной документации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
1.	Корпус	EMTK 151.01.00	1 шт.	
2.	Устройство для перемешивания	EMTK 151.02.00	1 шт.	
3.	Шторка	EMTK 151.03.00	1 шт.	
4.	Крышка	EMTK 151.04.00	1 шт.	
5.	Регулятор РТП-8.1	EMTK 151.08.00	1 шт.	
6.	Руководство по эксплуатации	EMTK 151.0000.00 РЭ	1 экз.	
7.	Соединительный кабель	EMTK 151.0000.00	1 шт.	
8.	Кабель связи с компьютером	EMTK 151.0000.00	1 шт.	
9.	Кабель сетевой		1* шт.	
10.	Выравнивающий блок	EMTK 151.0000.00	по отдель- ному заказу	

\* с термостатами ТТП-1.1, ТТП-1.2, ТТП-1.3 поставляется два сетевых кабеля

### ПОВЕРКА

Проверка термостатов ТТП-1 проводится в соответствии с разделом 6 «Методика поверки» руководства по эксплуатации ЕМТК 151.0000.00 РЭ, согласованным ГЦИ СЧ «Ростест-Москва»

*Основные средства поверки:*

- многоканальный прецизионный измеритель-регулятор температуры МИТ 8.10;
- платиновый термометр сопротивления вибропрочный эталонный ПТСВ, 2 разряда;
- мегаомметр Ф4102/1-1М.

Межповерочный интервал – 2 года.

### НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.558-93. «Государственная поверочная схема для средств измерений температуры»

ГОСТ 12997-84. «Изделия ГСП. Общие технические условия».

Технические условия ТУ 4381-151-56835627-06.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип термостатов переливных прецизионных ТПП-1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ИзТех», 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н,  
(124460, г. Москва, К-460, а/я 56)  
тел. (495) 506-93-42  
тел./факс (495) 585-51-43

Директор ООО «ИзТех»

А.М. Евтушенков

