Приложение к свидетельству № \_\_\_\_\_об утверждении типа средств измерений



Анализаторы общего органического углерода ATOC Модификации ATOC 200S, ATOC 2000P Внесены в Государственный реестр средств измерений

Регистрационный номер <u>43713-10</u> Взамен №

Выпускаются по техническим условиям ТУ 4215-001-84736284-09

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Анализаторы общего органического углерода ATOC модификации ATOC 200S, ATOC 2000P, предназначены для измерения массовой концентрации общего органического углерода в магистралях деионизованной воды.

Область применения: контроль качества деионизованной воды в различных отраслях промышленности (микроэлектроника, фармацевтическая промышленность, тепловые и атомные электростанции, лабораторный анализ).

# ОПИСАНИЕ

Принцип действия анализаторов общего органического углерода АТОС основан на ультрафиолетовом окислении органических примесей, находящихся в воде. Анализатор регистрирует температуру и удельную электропроводность воды до и после воздействия УФ излучения. Электронная система анализатора преобразует эти данные в содержание общего органического углерода в воде и численно индицирует их на цифровом дисплее анализатора.

Модификации анализаторов общего органического углерода АТОС отличаются:

- диапазонами измерений содержания общего органического углерода;
- временем одного цикла измерения;
- массой и габаритными размерами.

Определение общего органического углерода производится непрерывно в водных магистралях. Допускается применение анализаторов для работы с лабораторными пробами.

Полученные значения концентрации общего органического углерода, температура и удельная электропроводность воды выводятся на цифровой дисплей, а также могут быть переданы по интерфейсу RS-232 на персональный компьютер или в систему сбора информации предприятия.

Управление, запись и обработка результатов измерений производится на персональным компьютере с помощью программного обеспечения «АТОС монитор».

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Диапазоны массовой концентрации общего органического углерода приведены в таблице 1.

Таблица 1

П	Модификация		
Диапазоны, мкг/дм <sup>3</sup>	ATOC 200S	ATOC 2000P	
Диапазон показаний	0,05-200	1-2000	
Диапазон измерений	20-200	20-2000	

2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности

• в диапазоне от 20 до 50 мкг/дм $^3$ , мкг/дм $^3$ 

 $\pm 10;$ 

в диапазоне свыше 50 до 100 мкг/дм<sup>3</sup>, мкг/дм<sup>3</sup>

±15.

3. Пределы допускаемой относительной погрешности (в диапазоне свыше 100 мкг/дм<sup>3</sup>), %

 $\pm 10$ .

4. Габаритные размеры и масса анализаторов приведены в таблице 2.

Таблица 2

Модификация	Масса, кг	Габаритные размеры, Д х Ш х В, мм
ATOC 200S	6,5	222 122 200
ATOC 2000P	6,7	333 x 132 x 300

- 5. Электрическое питание: от внешней сети напряжением 220 (+ 22; -33) В, частота (50  $\pm$  1) Гц.
- 6. Потребляемая мощность, ВА

50.

7. Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающей среды

от 15 до  $40^{0}$ C;

- диапазон относительной влажности

от 10 до 90 %;

- диапазон атмосферного давления

от 84 до 106,7 кПа.

8. Наработка на отказ, ч

5000.

9. Средний срок службы, лет

5.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на лицевую панель анализатора и титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики.

## **КОМПЛЕКТНОСТЬ**

Комплектность поставки анализаторов общего органического углерода АТОС приведена в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Количество
1	Анализатор общего органического углерода АТОС	1 шт.
2 1	Руководство по эксплуатации с Приложением А	1 экз.
	«Методика поверки»	

#### ПОВЕРКА

Поверка анализаторов общего органического углерода ATOC осуществляется в соответствии с документом «Анализаторы общего органического углерода ATOC. Методика поверки», разработанным и утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» «25» декабря 2009 г.

Основные средства поверки: сахароза кв. «ХЧ» по ГОСТ 5833-75. Межповерочный интервал - 1 год.

# НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 1. ГОСТ Р 52931-2008 «Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия».
- 2. ТУ 4215-001-84736284-09 «Анализатор общего органического углерода АТОС. Технические условия».

#### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип анализаторов общего органического углерода ATOC утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства, в эксплуатации и после ремонта.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** ООО «Практик-НЦ», Россия.

АДРЕС: 124681, г. Москва, Зеленоград, ул. Заводская д. 31, стр. 1.

Генеральный директор ООО «Практик-НЦ» 💰

В.А. Сивоволов