


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ -

зам. директора ФГУП ВНИИОФИ

Н.П. Муравская

«07» 07 2010г.

Комплекты светофильтров КНС-10.2	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>44801-10</u> Взамен №
-------------------------------------	---

Изготовлены по технической документации ФГУП ВНИИОФИ.
Зав.№№ 106...125

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Комплект светофильтров КНС-10.2 предназначен для использования в качестве рабочего эталона спектрального коэффициента направленного пропускания (далее - СКНП) при поверке (калибровке) фотометрической шкалы и шкалы длин волн фотометров и спектрофотометров в соответствии с ГОСТ 8.557-2007 и МИ 2060-90.

Комплект светофильтров КНС-10.2 применяется органами государственного метрологического контроля и надзора и ремонтными организациями.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия комплекта основан на ослаблении светового потока за счет поглощения света материалом светофильтров.

Комплект светофильтров КНС-10.2 состоит из четырнадцати светофильтров:

- восемь нейтральных светофильтров, изготовленных из стекол марок КУ по ГОСТ 15130-86 и НС по ГОСТ 9411-91;
- трех нейтральных светофильтров, изготовленных из стекла марки ЖЗС18 по ГОСТ 9411-91;
- двух светофильтров: из стекла ПС7 по ГОСТ 9411-91 и из монокристалла НГГ (неодим-галлиевого граната ПНГГ-13), предназначенных для определения погрешности шкалы длин волн;
- одной калибровочной рамки «100%» для установки показаний 100% фотометрической шкалы поверяемого фотометра (спектрофотометра).

Корпуса светофильтров имеют форму и размер, соответствующий широко распространенной кювете для жидких проб 12x12x40 мм.

Все светофильтры помещаются в футляр, устройство которого предохраняет светофильтры от резких ударов и загрязнения.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочий диапазон:			
- длин волн, мкм	от 0,26 до 0,9		
- СКНП, абс.ед.	от 0,02 до 0,92		
2. Номинальные значения СКНП светофильтров №№ 1...8 при длине волны 0,55 мкм, абс.ед.			
	0,92 ±0,02	0,75 ±0,05	
	0,5 ±0,05	0,3 ±0,05	
	0,15 ±0,05	0,07 ±0,02	
	0,04 ±0,01	0,02 ±0,01	
3. Номинальные значения СКНП светофильтров №№ 1, 9, 10, 11 при длине волны 0,34 мкм, абс.ед.			
	0,9 ±0,02	0,7 ±0,05	
	0,5 ±0,05	0,3 ±0,05	
4. Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения СКНП, абс.ед., не более:			
- для светофильтров №№ 5...8	±0,002		
- для светофильтров №№ 1...4 и 9...11	±0,0025		
5. Значения длин волн максимумов полос спектра поглощения светофильтра ПС7, нм			
	355 ±5;	431 ±5;	474 ±5;
	530 ±5;	586 ±5;	685 ±5;
	740 ±5;	807 ±5;	878 ±5
6. Пределы абсолютной погрешности измерения длин волн максимумов полос поглощения светофильтра ПС7, нм, не более			
	±0,5		
7. Значения длин волн максимумов полос спектра поглощения светофильтра НГГ, нм			
	262 ±3	293 ±5	360 ±5
	433 ±5	570 ±10	683 ±10
	781 ±10	880 ±10	
8. Пределы абсолютной погрешности измерения длин волн максимумов полос поглощения светофильтра НГГ, нм, не более			
	± 0,15		
Примечания.			
1. Действительные значения СКНП светофильтров №№ 1...8 определяются на основных длинах волн от 400 до 850 через 10 нм и на дополнительных длинах волн 405, 492, 523 нм при поверке комплекта.			
2. Действительные значения СКНП светофильтров №№ 1, 9, 10, 11 определяются на длинах волн 330, 340, 350 нм при поверке комплекта.			
3. Действительные значения длин волн максимумов полос поглощения светофильтров ПС-7 и НГГ определяются для указанных пиков поглощения при поверке комплекта.			
9. Габаритные размеры, мм			
- корпус одного светофильтра	12 x 12 x 34		
- то же, с учетом рукоятки	12 x 12 x 45		
- размер светового окна	10 x 16		
10. Масса, г, не более			
- одного светофильтра	30		
- футляра с комплектом светофильтров	500		

Комплект светофильтров КНС-10.2 эксплуатируется при температуре окружающего воздуха от +15 до +25°C и относительной влажности не более 80 % .

Комплект светофильтров КНС-10.2 является невосстанавливаемым изделием.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации набора и этикетку футляра типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светофильтр нейтральный № 1 из стекла КУ по ГОСТ 15130-86	1
Светофильтры нейтральные №№ 2...8 из стекла НС6 и НС8 по ГОСТ 9411-91	7
Светофильтры №№ 9...11 из стекла ЖЗС-18 по ГОСТ 9411-91	3
Светофильтр из стекла ПС7 по ГОСТ 9411-91	1
Светофильтр из монокристалла НГГ по ЯеО.025.013 ТУ «Подложки из неодим-галлиевого граната ПНГГ-13»	1
Калибровочная рамка «100%»	1
Футляр	1
Руководство по эксплуатации	1

ПОВЕРКА

Комплект светофильтров КНС-10.2 подлежит периодической поверке в соответствии с методикой поверки, входящей в руководство по эксплуатации комплекта (раздел 9), утвержденное ГЦИ СИ ВНИИОФИ в 2010г.

Средства поверки: вторичный эталон единиц спектральных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2 - 50,0 мкм по ГОСТ 8.557-2007.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.557-2007 «ГСИ. Государственная поверочная схема для СИ спектральных, интегральных и редуцированных коэффициентов направленного пропускания в диапазоне длин волн 0,2 - 50,0 мкм, диффузного и зеркального отражений в диапазоне длин волн 0,2 - 20,0 мкм».

МИ 2060-90 «ГСОЕИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1×10^{-6} - 50 м и длин волн в диапазоне 0,2 - 50 мкм».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Комплекты светофильтров КНС-10.2» зав.№№ 106...125 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам ГОСТ 8.557-91 и МИ 2060-90.

Изготовитель: ФГУП ВНИИОФИ, 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.

Зам. директора ФГУП ВНИИОФИ  Ю.М. Золотаревский