

Приложение к свидетельству  
№ 40451 об утверждении типа  
средств измерений



<b>СПИРОАРТЕРИОКАРДИО- РИТМОГРАФЫ САКР-2</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений
	Регистрационный № <u>45183-10</u> Взамен № _____

Выпускаются по техническим условиям ТУ 9442-004-25902369-2003

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спироартериокардиоритмограф САКР-2 (комплекс аппаратно-программный для синхронной записи биотоков сердца, непрерывного измерения АД (по Пеназу) и дыхательных потоков) предназначен для непрерывного неинвазивного измерения интервалов сердечных сокращений, артериального давления, объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха с целью проведения анализа функционального состояния кардиореспираторной системы организма.

Предназначен для применения в поликлиниках, больницах и других учреждениях.

### ОПИСАНИЕ

Принцип действия спироартериокардиоритмографа основан на синхронном измерении биотоков сердца, непрерывном неинвазивном измерении артериального давления (АД) и объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха.

Измерение артериального давления осуществляется с помощью фотоплетизмографического датчика, находящегося на пальце пациента. В датчике непрерывно создается давление, компенсирующее изменение объема артериального сосуда в пальце. Значение этого давления повторяет давление крови в артериях пальца.

Измерение интервалов сердечных сокращений осуществляется электрокардиографическим методом с помощью пары электродов, соединенных с соответствующим электронным блоком.

Регистрация параметров потоков вдыхаемого и выдыхаемого воздуха осуществляется ультразвуковым датчиком. Датчик представляет собой полую трубу с двумя пьезоэлементами на её концах.

Управление спироартериокардиоритмографом и обработка информации осуществляется персональным компьютером (ПК). Программное обеспечение компьютера выполняет совместную обработку сигналов, фиксирующих сердечный ритм, артериальное давление и дыхание. Результаты обработки сводятся в базу данных.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### 1. Характеристики электрокардиографического канала.

1.1 Диапазон измерений периодов следования импульсов длительностью ( $100 \pm 30$ ) мс и амплитудой от 0,3 до 2,5 мВ: от 500 до 1500 мс;

1.2 Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений периодов следования импульсов  $\pm 2$  мс.

### 2. Характеристики канала артериального давления.

2.1. Диапазон измерений давления в манжете от 5,33 до 26,6 кПа (от 40 до 200 мм рт.ст.);

2.2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения давления в манжете  $\pm 0,4$  кПа ( $\pm 3$  мм рт. ст.).

### 3. Характеристики спирометрического канала.

3.1. Диапазон измерений объемов вдыхаемого и выдыхаемого воздуха: от 1 до 8 л;

3.2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений объемов воздуха в диапазоне от 1 до 4 л:  $\pm 0,2$  л;

3.3. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объемов воздуха в диапазоне свыше 4 л до 8 л:  $\pm 5\%$ ;

### 4. Габаритные размеры не более (Д x Ш x В):

блока электронно-пневматического с измерителем давления – 190 x 95 x 65 мм;

датчика спирометрического – 120 x 80 x 50 мм;

маски спирометрической – 125 x 95 x 65 мм;

манжеты пальцевой –  $\varnothing 35$  x 40 мм;

электрода для снятия потенциалов сердца с одной пластиной –

– 147 x 40 x 30 мм;

электрода для снятия потенциалов сердца с двумя пластинами –

– 147 x 40 x 30 мм;

адаптера сетевого – 70 x 50 x 90 мм;

диска оптического с программой – 142 x 125 x 10 мм.

5. Масса прибора (без персонального компьютера) не более 2.5 кг.

6. Прибор должен работать через адаптер от сети переменного тока напряжением ( $220 \pm 22$  В) и частотой 50 Гц и от USB порта компьютера 5В, 0.5А. Мощность, потребляемая прибором (без персонального компьютера) от сети должна быть не более 10 Вт, от USB порта компьютера не более 2.5 Вт.

7. Сопротивление изоляции токоведущих цепей – 20 Мом.

8. Система относится по воздействию климатических и механических факторов к группе исполнения 2.1.4 (УИ) и 2.1.1(БКС, БСИ и УРСВ) по ГОСТ 20.39.304-76.

### 9. Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха от 15 до 30°C;
- диапазон относительной влажности воздуха от 45 до 80%;
- диапазон атмосферного давления от 84 до 106 кПа (631,6 до 797 мм рт.ст.)

10. Время работы прибора – 8 часов в сутки, в следующем режиме: 1 час - работа, 10 мин. - перерыв.

11. Средний срок службы – 5 лет.

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус электронно-пневматического блока методом сеткографии и на титульный лист руководства по эксплуатации.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Обозначение документа	Кол-во
Блок электронно-пневматический	УИЕЮ.432239.004	1
Датчик спирометрический	УИЕЮ.943119.003	1
Маска спирометрическая	УИЕЮ.943119.004	1
Манжета пальцевая	УИЕЮ.943119.007	3
Электрод для снятия потенциалов с одной пластиной	ТУ 9441-015-13186851	1
Электрод для снятия потенциалов с двумя пластинами	ТУ 9441-015-13186851	1
Кабель отведения	ТУ 9441-015-13186851	1
Адаптер сетевой	ТУ 6589-004-39491876	1
Кабель соединительный	УИЕЮ.685692.004	1
Кабель-переходник	УИЕЮ.685692.005	1
Персональный компьютер IBM PC в стандартной комплектации с ОС Windows		1
Диск оптический с программой	УИЕЮ.200259.004	1
Упаковочная тара (чемодан)	УИЕЮ.941319.001	1
Калибровочный шприц		1
Руководство по эксплуатации и паспорт	УИЕЮ.941319.001 РЭ	1
Методика поверки	МП 242-1001-2010	1

## ПОВЕРКА

Поверка спирометрического канала проводится в соответствии с документом МП 242-1001-2010 «Спироартериокардиоритмограф САКР-2. Спирометрический канал. Канал артериального давления. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.М.Менделеева» в мае 2010 г.

Поверка электрокардиографического канала производится в соответствии с Р50.2.009-2001 «ГСИ. Электрокардиографы, электрокардиоскопы и электрокардиоанализаторы. Методика поверки» п. 4.3.10.

Основные средства поверки:

Наименование	Характеристики оборудования
1. Шприц калиброванного объема	Вместимость 3 л с погрешностью не более $\pm 0,15$ л
2. Вода дистиллированная	По ГОСТ 6709-79
3. Манометр эталонный кл.0,15	Диапазон измерения 26,7 до 400 гПа (от 20 до 300 мм рт. ст) с погрешностью $\pm 4$ гПа ( $\pm 3$ мм рт. ст)

Межповерочный интервал - 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 19687-89 «Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов сердца. Общие технические требования и методы испытаний».
2. ГОСТ Р 50267.27-94 «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к электрокардиографическим мониторам».
3. ГОСТ Р 50267.30-99 «Изделия медицинские электрические. Часть 2. Частные требования безопасности к приборам для автоматического контроля давления крови косвенным методом».
4. ГОСТ 6915-89 «Приборы для измерения давлений в сердечно – сосудистой системе, механические. Общие технические требования и методы испытаний».
5. Технические условия ТУ 9442-004-25902369-2003.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Тип спироартериокардиоритмографов САКР-2 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства, в эксплуатации и после ремонта.

Спироартериокардиоритмографы САКР-2 разрешены Минздравом РФ на применение в медицинской практике (Регистрационное удостоверение № 29/03020703/5869-04 от 29 января 2004 г.), как комплексы аппаратно-программные для синхронной записи ЭКГ, непрерывного измерения АД (по Пеназу) и потока выдыхаемого воздуха.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ01.В05681 от 12.09.2008. выдан исполнительным органом НСО ГОСТ Рэ – ОАО «ВНИИС».

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ИНТОКС»  
Адрес: 197022, г. Санкт-Петербург,  
ул.Профессора Попова д.15/17 «Б»  
тел/факс 233-09-68; 233-09-88

Ген.директор ООО «ИНТОКС»



Л.А. Носкин