



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ДК.С.31.001.А № 48843

Срок действия до 20 ноября 2017 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Анализаторы мясного сырья MeatMaster

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Фирма "Foss Analytical A/S", Дания

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51864-12

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МП-242-1418-2012

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2012 г. № 1045

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2012 г.

Серия СИ

№ 007384

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Анализаторы мясного сырья MeatMaster

Назначение средства измерений

Анализаторы мясного сырья MeatMaster предназначены для определения массовой доли жира в сыром мясе и в свежих или замороженных мясных продуктах (мясной обрезе, отрубках или фарше).

Описание средства измерений

Принцип действия анализаторов основан на измерении интенсивности рентгеновского излучения, прошедшего через исследуемый образец, и дальнейшем расчете массовой доли жира на основе полученных данных.

В состав анализаторов входят спектральный (рентгеновский) блок, блок электроники и конвейер для подачи анализируемых образцов.

Анализаторы предназначены для определения содержания жира в образцах, транспортируемых по конвейерной ленте, как навалом, так и уложенных в поддоны или картонные коробки. Анализатор может быть оснащен конвейером длиной 1500 или 2500 мм.

Управление анализаторами осуществляется с помощью встроенного компьютера с сенсорным экраном.

Внешний вид анализаторов приведен на рисунке 1.



Рисунок 1 Внешний вид анализаторов MeatMaster

Программное обеспечение

Анализаторы оснащены автономным ПО, которое управляет работой приборов и отображает, обрабатывает и хранит полученные данные.

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма метрологически значимой части ПО для версии 1.10.0.2)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
FOSS MeatMaster	FOSS MeatMaster	1.10.0.2 и выше	800DF991CD8336F74EF6 916A0DBF466A	MD5

К метрологически значимой части ПО FOSS MeatMaster относится исполняемый файл Obx.exe. Метрологически значимая часть ПО FOSS MeatMaster выполняет следующие функции:

- § управление прибором;
- § установка режимов работы прибора;
- § построение калибровочных зависимостей;
- § получение коэффициентов поглощения рентгеновского излучения исследуемыми пробами;
- § расчет содержания определяемого компонента (жира);
- § обработка и хранение результатов измерений;
- § проведение диагностических тестов прибора.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню С по МИ 3286-2010. Влияние ПО на метрологические характеристики учтено при нормировании последних.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений массовой доли жира, %	от 2 до 85
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, %	±1,0
Напряжение питания переменного тока частотой от 50 до 60 Гц (3 фазы), В	380±38
Потребляемая мощность, В·А, не более	2200
Средний срок службы, лет	8
Наработка на отказ, ч, не менее	4800
Масса, кг, без конвейера, не более	1000
Габаритные размеры (Д×Ш×В), без конвейера мм, не более:	2100×1000×1900
Условия эксплуатации:	
- диапазон температур окружающей среды, °С	от 15 до 29
- диапазон относительной влажности, %	не более 80
- диапазон атмосферного давления, кПа	от 84 до 106

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации методом компьютерной графики и на левую панель корпуса анализатора в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

- анализатор;
- руководство по эксплуатации (книга и электронная версия на компакт-диске);
- методика поверки МП-242-1418-2012.

Поверка

осуществляется по документу «МП-242-1418 -2012. Анализаторы мясного сырья MeatMaster. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 25.09.2012 года.

Основные средства поверки: Контрольный образец, массовая доля жира в котором определена в аккредитованной испытательной лаборатории по методике, изложенной в ГОСТ 23042-86, раздел 4.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений изложена в документе «Анализаторы мясного сырья MeatMaster. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к анализаторам мясного сырья MeatMaster

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

при оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма «FOSS Analytical A/S», Дания.

Адрес: Slangerupgade 69, Postbox 260, DK-3400 Hillerod, Denmark.

Тел.: +45 7010 3370. Факс: +45 7010 3371.

эл.почта: pos@foss.dk

Заявитель

ООО «Фосс Электрик», г.Москва.

Адрес: 105066, Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, строение 64, бизнес-центр «Виктория Плаза».

Тел.: +7 495-640-76-10, +7 495-640-76-11.

эл.почта: ak@foss.dk

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева», рег. номер 30001-10.

Адрес: 190005, Санкт-Петербург, Московский пр., 19.

Тел.: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14,

эл.почта: info@vniim.ru

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.М.Булыгин

М.П

«__» _____ 2012 г.