

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800

Назначение средства измерений

Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800 (далее - спектрометры) предназначены для измерений массовой концентрации элементов в водных растворах, продуктах питания, почвах, биологических объектах и других сходных матрицах.

Описание средства измерений

Принцип действия спектрометров основан на атомизации исследуемой пробы, измерении оптической плотности атомного пара и дальнейшего определения массовой концентрации определяемых элементов при помощи градуировочных кривых.

Спектрометры представляют собой стационарные настольные лабораторные приборы и имеют три модели исполнения в зависимости от способа атомизации пробы.

Атомизация проб проводится:

- модель contrAA 800 F - в пламенном атомизаторе или с помощью ртутно-гидридной приставки,

- модель contrAA 800 G - в электротермическом атомизаторе или с помощью ртутно-гидридной приставки,

- модель contrAA 800 D - возможна атомизация как в пламенном, так и в электротермическом атомизаторе или с помощью ртутно-гидридной приставки.

В пламенном атомизаторе, в зависимости от анализируемых элементов, используется пламя: «ацетилен - воздух», «ацетилен - закись азота».

Оптическая система спектрометров базируется на двойном полихроматоре высокого разрешения с дифракционной решеткой и призмой. В качестве источника сплошного спектра используется ксеноновая лампа. Полихроматор обеспечивает выделение спектрального интервала в области атомной линии поглощения. Сегментированный твердотельный детектор (ПЗС-матрица) обеспечивает регистрацию поглощения света по контуру атомной линии поглощения.

Поворот дифракционной решетки и призмы полихроматора осуществляется с помощью компьютера специальным приводом.

Учет неселективного поглощения осуществляется с помощью измерения поглощения на длине волны вблизи атомной линии поглощения. Конструктивно спектрометры выполнены в виде настольных приборов с отдельно устанавливаемым компьютером.

Спектрометры управляются от внешнего управляющего компьютера, подключаемого через USB-порт или через интерфейс RS 232.

Внешний вид спектрометров с указанием места пломбировки, нанесения знака поверки и утверждения типа приведен на рисунках 1 - 4.




Рисунок 1 - Внешний вид спектрометра модели contrAA 800 F (вид спереди)



Рисунок 2 - Внешний вид спектрометра модели contrAA 800 G (вид спереди)




Рисунок 3 - Внешний вид спектрометра модели contrAA 800 D (вид спереди)




Рисунок 4 - Внешний вид спектрометров contrAA 800 (вид сзади)

Программное обеспечение

ПО для моделей contrAA 800 F, contrAA 800 G и contrAA 800 D одинаковое.

Управление процессом измерения и обработки выходной информации в спектрометре осуществляется через компьютер с помощью специального программного обеспечения. Спектрометры оснащены автономным ПО.

Автономное ПО ASpect CS управляет работой спектрометра, отображает результат, обрабатывает, передает и хранит полученные данные, проводит диагностические тесты прибора, проводит построение калибровочных зависимостей.

К метрологически значимой части автономного ПО относится исполняемый файл ASpectCS.exe .

Идентификационные данные метрологически значимой части программного обеспечения указаны в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения
Автономное программное обеспечение		
ASpect CS	ASpect CS	2.2.0.0

Метрологически значимая часть ПО спектрометров и измеренные данные защищены с помощью специальных средств защиты от преднамеренных и непреднамеренных изменений.

Защита программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики

представлены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики спектрометров

Наименование характеристики	Значение
Спектральный диапазон, нм	от 185 до 900
Спектральная ширина пикселя (при 200 нм), нм	0,002
Диапазон оптических плотностей, Б	от 0 до 3,99
Предел допускаемой абсолютной погрешности установки длин волн, нм	± 0,004
Характеристические концентрации (чувствительность), мкг/дм ³ , не более:	
- с пламенным атомизатором	
для Pb (на $\lambda = 217,001$ нм)	200
для Mn (на $\lambda = 279,482$ нм)	50
для Cu (на $\lambda = 324,754$ нм)	70
для K (на $\lambda = 766,491$ нм)	30
- с электротермическим атомизатором	
для Pb (на $\lambda = 217,001$ нм)	0,90
для Mn (на $\lambda = 279,482$ нм)	0,25
для Cu (на $\lambda = 324,754$ нм)	0,35
для Cr (на $\lambda = 357,869$ нм)	0,40
- с ртутно-гидридной приставкой	
для As (на $\lambda = 193,696$ нм)	0,1
для Hg (на $\lambda = 253,652$ нм)	0,5

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы обнаружения ¹ , мкг/дм ³ , не более:	
- с пламенным атомизатором	
для Pb (на $\lambda = 217,001$ нм)	100
для Mn (на $\lambda = 279,482$ нм)	30
для Cu (на $\lambda = 324,754$ нм)	30
для K (на $\lambda = 766,491$ нм)	20
- с электротермическим атомизатором	
для Pb (на $\lambda = 217,001$ нм)	2,5
для Mn (на $\lambda = 279,482$ нм)	0,7
для Cu (на $\lambda = 324,754$ нм)	0,8
для Cr (на $\lambda = 357,869$ нм)	1,0
- с ртутно-гидридной приставкой	
для As (на $\lambda = 193,696$ нм)	1,0
для Hg (на $\lambda = 253,652$ нм)	0,5
ОСКО случайной составляющей погрешности спектрометра ² , %, не более	
- с пламенным атомизатором	3,0
- с электротермическим атомизатором	5,0
- с ртутно-гидридной приставкой	10
Примечание:	
¹ По критерию 3σ	
² При измерении оптической плотности.	

Таблица 3 - Технические характеристики спектрометров

Наименование характеристики	Значение
Потребляемая мощность, В·А, не более	2100
Масса, кг, не более	170
Напряжение сети, В	от 198 до 242
Габаритные размеры основного прибора, мм, не более	780×775×625
Рабочие условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °С	от +15 до +29
- относительная влажность, %	от 20 до 80
- атмосферное давление, кПа	от 84 до 106

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства по эксплуатации и на заднюю панель корпуса спектрометра.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Комплект поставки

Наименование	Кол-во, шт
Атомно-абсорбционный спектрометр contrAA 800	1
Программное обеспечение	1
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки МП-671-1849-2017	1

Поверка

осуществляется по документу МП-671-1849-2017 «Инструкция. Спектрометры атомно-абсорбционные contrAA 800. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 14 июня 2017 г.

Основные средства поверки:

- стандартный образец состава водного раствора ионов свинца (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7877-2000);
- стандартный образец состава водного раствора ионов марганца (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7875-2000);
- стандартный образец состава водного раствора ионов меди (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7836-2000);
- стандартный образец состава водного раствора ионов калия (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 8092-94);
- стандартный образец состава водного раствора ионов хрома (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7834-2000);
- стандартный образец состава водного раствора ионов мышьяка (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7976-2001);
- стандартный образец состава водного раствора ионов ртути (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 7879-2000).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых спектрометров с требуемой точностью.

Знак поверки представляет собой наклейку и наносится на свидетельство о поверке методом наклеивания.

Сведения о методиках (методах) измерений

ГОСТ Р 53101-2008 «Средства лекарственные для ветеринарного применения, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли мышьяка методом атомно-абсорбционной спектроскопии».

ГОСТ Р 51429-99 «Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания натрия, калия, кальция и магния с помощью атомно-абсорбционной спектроскопии».

ГОСТ Р 56372-2015 «Комбикорма, концентраты и премиксы. Определение массовой доли железа, марганца, цинка, кобальта, меди, молибдена и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии».

ГОСТ Р 53100-2008 «Средства лекарственные для животных, корма, кормовые добавки. Определение массовой доли кадмия и свинца методом атомно-абсорбционной спектроскопии».

ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектроскопии».

ГОСТ 31650-2012 «Средства лекарственные для животных, корма и кормовые добавки. Определение массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к спектрометрам атомно-абсорбционным contrAA 800

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Изготовитель

Фирма «Analytik Jena AG», Германия
Konrad-Zuse-Str. 1, 07745 Jena, Germany
Тел.: +49 3641 77-70
Факс: +49 3641 77-92-79
E-mail: info@analytik-jena.com

Испытательный центр

Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Менделеево

Юридический адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11

Тел./факс: (495) 526-63-00

E-mail: office@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 07.10.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « ____ » _____ 2017 г.