

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора ВНИИМС

В.К.Овчаров

30 октября 1998 г.



<p>Весы для взвешивания детей 1380</p>	<p>Внесены в Государственный Реестр средств измерений Регистрационный № <u>17886-98</u> Взамен № _____</p>
---	---

Выпускаются по технической документации фирмы TANITA, Япония.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы для взвешивания детей 1380 предназначены для взвешивания детей в родильных отделениях и детских отделениях больниц и поликлиник, в яслях и других детских учреждениях, а также в быту.

ОПИСАНИЕ

Нагрузка, приложенная к грузоприемной платформе, корытообразной форме через рычажную систему передается на тягу уравнивающего механизма циферблатного указателя. Через рычажную систему усилие передается на стрелку. Угол поворота стрелки пропорционален нагрузке. Отсчет показаний производится по шкале циферблата.

Основные технические характеристики

Наименование параметра	Весы 1380
1. Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг	10/20
2. Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг	1/2
3. Предел допустимой погрешности	Соответствует среднему классу точности III по ГОСТ 29329
4. Цена поверочного деления, е, г	50/100
5. Дискретность отсчета, д, г	50/100
6. Габаритные размеры, мм	270 x 270 x 39
7. Масса прибора, кг	2,0

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений может наноситься на корпус весов, методом, не допускающим стирания изображения.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1	Весы	1	
2	Упаковочная тара	1	
3	Руководство по эксплуатации	1	
4	Лоток грузоприемный	1	

ПОВЕРКА

Поверка весов проводится согласно требований ГОСТ 8.453-82.
Основное поверочное оборудование – гири образцовые IV – ого разряда по ГОСТ 7328-82.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 29329, ГОСТ 8.453-82.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы соответствуют требованиям распространяющихся на них нормативных документов.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма TANITA, Япония

Начальник отдела ВНИИМС

В.Н. Яншин

Начальник лаборатории ВНИИМС

С.А. Павлов

Ведущий инженер ВНИИМС

В.Н. Назаров