



Руководитель ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

2006 г.

Весы медицинские SECA 755	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <i>22350-02</i> Взамен № :
------------------------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы "Seca gmbH & co. kg.", Германия

Назначение и область применения

Весы медицинские SECA 755 (далее – весы) предназначены для взвешивания людей и могут использоваться в лечебных и санитарно-профилактических учреждениях, а также в домашних условиях.

Описание

Принцип действия весов основан на автоматическом уравнивании с помощью рычажного механизма нагрузки, возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, помещённого на грузоприёмную платформу весов.

Конструктивно весы состоят из грузоприёмной платформы, рычажного механизма, арретирующего устройства и кругового циферблата, расположенного на стойке весов.

Весы могут быть укомплектованы ростомерами моделей SECA 242, SECA 225, SECA 222 или SECA 208 и рулетками моделей SECA 200 или SECA 212.

Основные технические характеристики.

Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг.....	10
Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг.....	150
Дискретность отсчета и цена поверочного деления, г.....	500
Пределы допускаемой погрешности, г:	
при первичной поверке.....	250
в эксплуатации.....	500
Диапазон рабочих температур, °С.....	+10...+40
Класс точности весов по ГОСТ 29329.....	III (средний)
Масса весов, не более кг:.....	15
Габаритные размеры весов, мм :.....	310x910x470
Вероятность безотказной работы за 1000 ч.....	0,92
Средний полный срок службы, лет.....	10

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, расположенную на корпусе весов и типографским способом на титульный лист руководства по эксплуатации.

Комплектность

	Наименование	Количество	Примечания
1	Весы	1 шт.	
2	Ростомер	1 шт.	Поставляется по дополнительному заказу
3	Рулетка	1 шт.	Поставляется по дополнительному заказу
4	Инструкция по эксплуатации	1 экз.	

Поверка

Поверка весов проводится в соответствии с ГОСТ 8.453 "Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки".

Межповерочный интервал - 1 год.

Нормативные документы

ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические требования».

Заключение

Тип весов медицинских SECA 755 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: фирма Seca gmbH & co. kg., Германия
Postfach 76 11 80, 22061 Hamburg, Germany

ЗАЯВИТЕЛЬ: ЗАО «Специал»,
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 11, стр. 1/2
тел.: (495) 232-50-74, 961-00-36

Главный инженер

