


СОГЛАСОВАНО:



Бюретки 2-го класса точности типа 1 исполнения 1,2,3,4,5	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>22454-02</u> Взамен № _____
---	--

Выпускаются по ГОСТ 29251-91

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Бюретки предназначены для измерений объема жидкости при определенном времени истечения (кроме жидкостей, которые вступают в химическую реакцию со стеклом) за время проведения химических анализов в лабораторных условиях.

Бюретки используются в химических, биологических и медицинских лабораториях.

ОПИСАНИЕ

Бюретка представляет собой стеклянную меру вместимости цилиндрической формы со шкалой, нанесенной механическим способом.

Бюретки изготавливаются в следующих исполнениях:

- 1 - с одноходовым краном;
- 2 - с боковым краном;
- 3 - без крана;
- 4 - с двухходовым краном;
- 5 - с двухходовым краном и автоматическим нулем.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры бюреток должны соответствовать приведенным в таблице 1.

Таблица 1

Номинальная вместимость см ³ (мл)	Цена деления, см ³ (мл)	Длина шкалы, мм		Общая длина, мм
		min	max	
1	0,01	150	200	575
2	0,01	200	250	650
5	0,02	500	600	800
10	0,02	500	600	820
	0,05	250	450	570
25	0,05	500	600	820
	0,1	300	450	620
50	0,1	500	600	820
100	0,2	550	650	870

Пределы допускаемой погрешности приведены в таблице 2.

Таблица 2

Номинальная вместимость, см ³ (мл)	Цена деления, см ³ (мл)	Пределы допускаемой погрешности, см ³ (мл)
1	0,01	±0,02

2	0,01	±0,02
5	0,02	±0,02
10	0,02 0,05	±0,05 ±0,05
25	0,03 0,1	±0,1 ±0,1
50	0,1	±0,1
100	0,2	±0,2

Время слива для бюреток приведены в таблице 3.

Таблица 3

Номинальная вместимость, см ³ (мл)	Цена деления, см ³ (мл)	Время слива, с	
		min	max
1	0.01	20	45
2	0.01	25	70
5	0.02	40	95
10	0.02	45	45
10	0.05	35	100
25	0.05	35	100
25	0.1	25	75
50	0.1	30	100
100	0.2	30	100

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на бюретку методом травления.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Бюретка - 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка бюреток осуществляется по ГОСТ 8.234-77 «ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки»

Подлежат первичной поверке при выпуске из производства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Бюретки 2-го класса точности типа 1 исполнения 1,2,3,4,5 соответствуют требованиям ГОСТ 29251-91.

Изготовитель: АО «Стеклоприбор», Украина
37240, Полтавская обл., Духовицкий р-н, Червонозаводское

Генеральный директор



А.В.Коваленко