



ПАО

Стеклоприбор



Система управления
качеством сертифицирована
соответственно требованиям
стандарта ISO 9001

ул. Червоноармейская, 18, г. Червонозаводское Лохвицкого р-
Полтавской обл., Украина, 37240, идентификационный код 1430741

Приемная тел./факс: (05356) 3-71-00, 3-71-01. E-mail: steklopribor@bk.ru, steklopribor@ukr.net
Отдел сбыта тел./факс: (05356) 3-71-11, т/с 260068093 в АБ "Полтава-банк" МФО 33148;
т/с 26004110001637 Райффайзен "Банк Аваль" МФО 331605; Инд. налоговый номер 143074816177, свидетельство
№100282794 о регистрации плательщика НДС

Торговый дом завода - ООО "Виктер", 04210, Украина, г. Киев, пр. Героев Сталинграда, 4, корпус 5.
Тел./факс: (044) 581-11-40, 581-11-41

№ 621 от " 11 " 11 201 0
В. Коваль
18.10.2010

ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии и сертификации
Москва, ул.Озерная, 46

Настоящим сообщаем, что в описании типа к Свидетельству об утверждении типа мензурок вместимостью 50, 100, 250, 500, 1000 мл, зарегистрированных в Госреестре СИ под №28398-09, допущена техническая ошибка.

На первой странице, раздел «Основные технические характеристики», в таблице 1, в третьей колонке «Объем, соответствующий нижней отметке, мл, не более» для мензурок вместимостью:

- 500 мл напечатано «25», а должно быть «50»;
- 1000 мл напечатано «50», а должно быть «100».

Просим внести исправления в указанное описание типа.

Приложение: - копия 1-й стр. описания типа мензурок.... (на украинском языке) – 1 стр.;

- описание типа мензурок (на русском языке) - 1 стр.

Председатель правления



Г.Мазманян

Исп. Коваль О.В.
Тел./факс +38 (044) 581-11-40

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ



СОГЛАСОВАНО
СИ ФГУП "ВНИИМС"

В.Н. Яншин

2009 г.

<p>Мензурки вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 мл</p>	<p>Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный №28398-09 Взамен № 28398-04</p>
--	--

Выпускаются по ГОСТ 1770-74

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мензурки вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 мл предназначены для измерений объема жидкости (кроме жидкостей, которые вступают в химические реакции со стеклом).

ОПИСАНИЕ

Мензурка представляет собой градуированную мерную посуду конусной формы, которая изготавливается из химико-лабораторного стекла по ГОСТ21400.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные размеры мензурок в мм.

Таблица 1

Вместимость мензурки, мл	Цена наименьшего деления, мл	Объем, соответствующий нижней отметке, мл, не более	H		D		d		L, не менее	S	
			Номинальный размер	Отклонение	Номинальный размер	Отклонение	Номинальный размер	Отклонение		Номинальный размер	Отклонение
50	5	5	80	± 5	45	± 2	32	± 2	50	1,5	- 0,5 +
100	10	10	100		56		38		65		
250	25	25	120		75		55		80	1,7	± 0,6
500	25	50	150	± 10	95	± 3	70	100			
1000	50	100	170		122		90	130	2,0		

Условные обозначения: Н - высота мензурки;
 D - диаметр верхней части мензурки;
 d - диаметр дна мензурки;
 l - длина градуированной части мензурки;
 S - толщина стенок мензурки.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности от номинальной вместимости мензурок при температуре 20 °С не должны превышать:

для номинальной вместимости	50 мл - ± 2,50 мл;
для номинальной вместимости	100 мл - ± 5,00 мл;
для номинальной вместимости	250 мл - ± 5,00 мл;
для номинальной вместимости	500 мл - ± 12,50 мл;
для номинальной вместимости	1000 мл - ± 25,00 мл.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на мензурку при градуировке методом травления или на ярлык печатным способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Мензурка 1 шт. (вместимость в соответствии с заказом).

ПОВЕРКА

Поверку мензурок проводят по ГОСТ 8.234-77 "ГСИ. Меры вместимости стеклянные. Методы и средства поверки".

Для поверки применяются пипетки стеклянные эталонные 1-го разряда. Мензурки периодической поверке не подлежат.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1770-74 "Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия".


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип мензурок вместимостью 50; 100; 250; 500; 1000 мл утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства.

Изготовитель: ОАО "Стеклоприбор" г. Червонозаводское, ул. Червоноармейская, 18, Лохвицкого района, Полтавской области, Украина.

Тел./факс: (+3805356) 430348

Председатель правления
 ОАО "Стеклоприбор"



В.Н.Севастьянов