

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ  
Директор Клинского филиала  
ФГУ «Менделеевский ЦСМ»



Н.В.Зарембо

02 2006 г.

Пробирки мерные лабораторные исполнения 1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>31394-06</u>
---	---

Выпускаются по ГОСТ 1770-74

### Назначение и область применения.

Пробирки мерные лабораторные исполнения 1 применяются в лабораториях и научно-исследовательских институтах, изготавливаются для нужд промышленности.

### Описание.

Пробирки представляют собой конусообразный градуированный цилиндр, запаянный с одного конца.

Края пробирок ровно обрезаны, оплавлены и слегка развернуты.

На пробирках нанесена шкала соответствующей вместимости. Числовые обозначения шкалы наносятся в восходящем от дна порядке, т.е. число равное номинальной вместимости, указывается сверху.

Пробирки вымеряются на наливной объем.

### Основные технические характеристики

Исполнение	Номинальная вместимость, мл	Предел допускаемой абсолютной погрешности, мл	Высота, мм
1	10	$\pm 0,2$	$105 \pm 5$

## Знак утверждения типа.

Знак утверждения типа наносится на пробирки методом штамповки.

### Комплектность.

В комплект входят:

- Пробирки
- Этикетка

### Поверка.

Поверка пробирок производится по РД 92-7179-93 «Методические указания. Поверка лабораторной мерной посуды и приборов», согласованной с ГЦИ СИ ВНИИР.

Средства поверки: весы лабораторные 3 разряда по ГОСТ 24104, рабочий эталон 1 разряда.

Поверка производится при выпуске из производства. В эксплуатации пробирки периодической поверке не подлежат.

### Нормативные и технические документы.

ГОСТ 1770-74 «Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия».

### Заключение.

Тип пробирок мерных лабораторных исполнения 1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме. (ГОСТ 8.470-82)

Изготовитель: ООО «Аппаратурщик», д. Аксеново, Клинского р-на,  
Московской области, тел/факс 8(49624)67-558

Генеральный директор  
ООО «Аппаратурщик»



В.Б. Лавров