



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.37.003.A № 49523

Срок действия до 09 января 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Спектроколориметры FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

FRANK-PTI GmbH, Германия

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 52367-13

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

МП 35.Д4-12

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **09 января 2013 г. № 1**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." 2013 г.

Серия СИ

№ 008193

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Спектроколориметры FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC

Назначение средства измерений

Спектроколориметры FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC (далее по тексту — спектроколориметры) предназначены для измерения цветовых характеристик (координаты цвета, координаты цветности, белизна) различных видов целлюлозно-бумажной промышленности.

Описание средства измерений

Принцип действия спектроколориметров основан на двухлучевой оптической схеме с интегрирующей сферой. Измерение координат цвета и координат цветности образцов проводится спектральным методом в диапазоне длин волн от 360 до 740 нм с шагом $\Delta\lambda=10$ нм.

Свет от импульсных ксеноновых ламп, рассеиваясь в интегрирующей сфере, однородно освещает образец, установленный на апертуру. Световые потоки: отраженный под углом 0° к нормали от поверхности образца и диффузно отраженный от поверхности сферы, по оптоволоконным кабелям попадают на принимающий спектральный преобразователь. В диапазоне длин волн от 360 до 740 нм они разделяются дифракционной решеткой на компоненты с шагом 10 нм и поступают на фотодиодную линейку, имеющую 40 парных элементов, где происходит преобразование интенсивности света каждого компонента в пропорциональные токи. Электронная часть прибора обрабатывает данные, полученные от обоих световых потоков.

Конструктивно спектроколориметры представляют собой компактные двухлучевые приборы. Модель F40600.TS изготовлена на базе промышленного компьютера, оснащена сенсорным графическим дисплеем и имеет встроенное программное обеспечение. Модель F40600.PC не имеет сенсорного дисплея, а программное обеспечение для данной модели устанавливается на внешний компьютер.

Модель F40600.PC



Модель F40600.TS



Рисунок 1 - Внешний вид спектроколориметров FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC

Модель F40600.PC



Место маркировки



Место пломбирования

Модель F40600.TS



Место пломбирования

Место маркировки



Рисунок 2 – Места нанесения маркировки и пломбирования спектроколориметров FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC

Программное обеспечение

В спектроколориметрах используются программное обеспечение TouchScreen M V2.0, установленное на встроенный компьютер прибора или внешний компьютер, в зависимости от модели.

Программное обеспечение позволяет:

- проводить калибровку прибора;
- осуществлять контроль работы прибора в процессе эксплуатации;
- отображать кривые спектрального распределения измеряемого образца;
- рассчитывать цветовые характеристики;
- рассчитывать показатели белизны, яркости с флуоресцентной составляющей и без нее, а также непрозрачности, оттенка и других параметров;
- создавать программы измерения с индивидуальными настройками;
- формировать базы данных стандартов и образцов;
- производит обработку результатов измерений требуемых параметров;
- выводит результаты измерений на дисплей или экран ПК;
- осуществляет передачу данных посредством порта RS 232 на ПК.

Идентификационные данные программного обеспечения представлены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
TouchScreen M	TouchScreen M	V 2.0 Rev.4920 и выше	Данные являются собственностью производителя и являются защищенными для доступа дилера и пользователей	

Метрологически значимая часть ПО размещается в энергонезависимой памяти прибора, запись которой осуществляется в процессе производства. Вход в ПО осуществляется при вводе логина и пароля.

Защита программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных воздействий соответствует уровню «С» согласно МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики прибора приведены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование характеристики	Значение характеристики	
	F40600.TS	F40600.PC
Геометрия освещения/наблюдения	D/0°	
Диапазон измерений координат цвета		
X	2,5 – 109,0	
Y	1,4 – 98,0	
Z	1,7 – 118,1	

Диапазон измерения координат цветности x у	0,004 – 0,734 0,005 – 0,834	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения координат цвета ΔX ΔY ΔZ	$\pm 1,0$ $\pm 1,0$ $\pm 1,0$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении координат цветности Δx Δy	$\pm 0,01$ $\pm 0,01$	
Диапазон измерений коэффициента энергетической яркости	0 - 150	
Диапазон измерений белизны CIE	0 - 200	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения коэффициента энергетической яркости	$\pm 1,0^*$	
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения белизны CIE	$\pm 1,5^*$	
Электропитание осуществляется от сети переменного тока с напряжением, В частотой, Гц	220 \pm 22 50 \pm 1	
Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм, не более	620 × 330 × 330	585 × 300 × 315
Масса, кг, не более	20	15,5
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %, не более	13-33 80	

* - Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения включают в себя погрешность калибровочного образца, погрешность калибровки, погрешность, связанную со стабильностью прибора и условиями испытаний.

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист руководства пользователя типографским способом, а также на поверхность спектроколориметров, используя технологию трафаретной печати.

Комплектность средства измерений

Таблица 3

Наименование	Количество, шт
Спектроколориметр FRANK-PTI модели F40600.TS или F40600.PC	1
Белый калибровочный образец	1
Черная ловушка	1
Комплект бумажных калибровочных образцов ISO	1
Руководство пользователя	1
Методика поверки МП 35.Д4-12	1

Поверка

осуществляется по документу: «Спектроколориметры FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC. Методика поверки МП 35.Д4-12», утвержденному ГСИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ» 27 января 2012 г.

Основные средства поверки:

1. Набор отражающих мер координат цвета и координат цветности, входящий в состав Вторичного эталона единиц координат цвета и координат цветности ВЭТ 81-1-2003.

Основные метрологические характеристики:

Диапазон измерений по шкале координат цвета (для источников освещения типа А,С и D₆₅) по ГОСТ 8.205-90:

$$X = 2,5 - 109,0$$

$$Y = 1,4 - 98,0$$

$$Z = 1,7 - 118,1$$

Абсолютные погрешности:

$$S_{\Sigma X} = S_{\Sigma Y} = 0,2 \quad S_{\Sigma Z} = 0,25$$

Диапазон измерений по шкале координат цветности:

$$x = 0,0039 - 0,7347$$

$$y = 0,0048 - 0,8338$$

Абсолютные погрешности:

$$S_x = 0,0007; S_y = 0,0007$$

Диапазон измерений по шкале коэффициента энергетической яркости $\beta = 1,0 - 110,0$

Диапазон измерений по шкале индекса белизны $W_{CIE} = 0 - 150,0$

Абсолютная погрешность измерений коэффициента энергетической яркости $S_{\Sigma \beta} = 0,2$

Абсолютная погрешность измерений индекса белизны $S_{\Sigma W_{CIE}} = 0,3$

2. Набор мер белизны НМБ-569.

Основные метрологические характеристики:

Диапазон измерений по шкале индекса белизны $W = 72,0 - 86,0$

Диапазон измерений по шкале индекса белизны $W_{CIE} = 60,0 - 80,0$

Диапазон измерений по шкале коэффициента энергетической яркости $\beta = 70,0 - 86,0$

Абсолютная погрешность измерений индекса белизны $S_{\Sigma W} = 0,5$

Абсолютная погрешность измерений индекса белизны $S_{\Sigma W_{CIE}} = 0,5$

Абсолютная погрешность измерений коэффициента энергетической яркости $S_{\Sigma \beta} = 0,5$

Сведения о методиках (методах) измерений

Методики измерений изложены в документе «Спектроколориметры Frank-PTI модели F40600TS и F40600PC. Руководство пользователя», раздел 12 «Измерение оптических свойств бумаги» и раздел 13 «Измерение цвета».

Нормативные документы, устанавливающие требования к спектроколориметрам FRANK-PTI модели F40600.TS и F40600.PC

ГОСТ 8.205-90 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности.

ISO 2469-2007 Бумага, картон и целлюлоза. Определение коэффициента диффузной энергетической яркости.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Вне сферы государственного регулирования.

Изготовитель

FRANK-PTI GmbH, Германия
Auf der Aue 1, D-69488 Birkenau, Germany
Тел./факс +49 6201 84-0 / +49 6201 84-290
E-mail: office@frank-pti.com

Заявитель

ООО «РТА — Санкт-Петербург»
194021, Санкт-Петербург, 2-й Муринский пр., 49, оф. 247
Тел./факс: + 7 (812) 327-86-34; +7 (812) 534-71-30
E-Mail: RTA-Russia@mail.ru

Испытательный центр

Государственный центр испытаний средств измерений федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИОФИ»), аттестат аккредитации государственного центра испытаний (испытательной, измерительной лаборатории) средств измерений № 30003-08 от 30.12.2008 г.

Адрес: 119361, Москва, ул. Озерная, 46.
Телефон: (495) 437-56-33; факс: (495) 437-31-47.
E-mail: vniofi@vniofi.ru

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«___» _____ 2013 г.