

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Стаканы мерные

Назначение средства измерений

Стаканы мерные (далее - стаканы) предназначены для измерений объемов алкогольных напитков при их розливе.

Описание средства измерений

Стаканы представляют собой мерную стеклянную посуду цилиндрической формы с нанесенной шкалой, обозначающей его вместимость. Стаканы изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75.

Фотография общего вида



Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики стаканов мерных приведены в таблице 1.

Таблица 1

Номинальная вместимость, мл	Дополнительные отметки вместимости, мл	Пределы допускаемой абсолютной погрешности при температуре 20 °С, (мл)	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
100	- 25 50 75	± 4 ± 2 ± 3 ± 4	50 x 110	0,082
150	- 50 100	± 4 ± 3 ± 4	54 x 120	0,101
200	- 150	± 5 ± 4	56 x 135	0,117
500	- 250	± 10 ± 6	72 x 165	0,180

Знак утверждения типа

наносится на стакан трафаретным методом.

Комплектность средства измерений

Стакан мерный – 1 шт. (в соответствии с заказом);
паспорт – 1 экз.

Поверка

осуществляется по методике поверки производителя «Стаканы мерные. Методика поверки. АКГ. 001.МП» утвержденной Зам.генерального директора - директором метрологического центра ГП «Полтавастандартметрология» 30.11. 2009 г.

Основные средства поверки:

- эталонные пипетки 1 разряда.

Стаканы подлежат поверке при выпуске из производства.

Сведения о методиках (методах) измерений

содержатся в паспорте АКГ.7.350.082 ПС

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к стаканам мерным

1. ТУ У 14307481.016-96. "Стакан мерный. Технические условия".

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

осуществление торговых и товарообменных операций.

Изготовитель

ПАО "Стеклоприбор"

Адрес: 37240, Украина, Полтавская область, г. Червонозаводское,
ул. Червоноармейская, 18.

офис-склад, г. Киев, (+38 044) 581-11-40, 581-11-41

e-mail: to@vikter.kiev.ua

Экспертиза проведена

ФГУП "ВНИИМС"

119361, г. Москва, ул. Озерная, 46

тел. +7 495 437-55-77,

факс.+7 495 437-56-66,

e-mail: office@vniims.ru

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П.

" ____ " _____ 2013 г.