



СОГЛАСОВАНО:

Директора ФГУП ВНИИМС

В. А. Сковородников

« *август* » 2002 г.

Стаканы мерные	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>22849-02</u> Взамен № _____
----------------	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ У 14307481.016-96, Украина

### НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стаканы мерные предназначены для измерений объема отпускаемых при продаже алкогольных напитков.

Стаканы мерные применяются на предприятиях общественного питания и в розничной торговле.

### ОПИСАНИЕ

Стакан представляет собой стеклянную мерную посуду, изготовленную из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400-75, медицинского стекла по ГОСТ 19808-86 или из стекла, которое по своим физико-химическим свойствам соответствует ГОСТ 21400-75.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, мл	Дополнительные отметки вместимости, мл	Пределы допускаемой погрешности при температуре 20 °С, мл	Габаритные размеры, мм, не более	Масса, кг, не более
100	-	±4	Ø50 × 110	0,052
	25	±2		
	50	±3		
	75	±4		
150	-	±4	Ø54 × 120	0,088
	50	±3		
	100	±4		
200	-	±5	Ø56 × 135	0,095
	150	±4		

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на стакан методом штемпелевания.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят стаканы мерные, паспорт АКГ.7.350.082ПС и методика поверки МУ 14307481.001-2002 (по 1 экз. на ящик).

## ПОВЕРКА

Поверка стаканов мерных производится по методическим указаниям МУ 14307481.001-2002 «Стакан мерный. Методика поверки», согласованными Полтавским ЦСМС Госстандарта Украины.

При поверке применяются образцовые пипетки 1-го разряда.  
Межповерочный интервал 1 год.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ У 14307481.0166-96. Стакан мерный. Технические условия

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стакан мерный соответствует требованиям технических условий ТУ У 14307481.0166-96.

Изготовитель: ОАО «Стеклоприбор», Украина

37240, Полтавская обл., Лохвицкий р-н, г. Червонозаводское

Начальник отдела ФГУП ВНИИМС



И.В.Осока